

Mobilny podnośnik kąpielowy TR 9650

Nr kat. K0542020 wersja Combi

Nr kat. K0542000 wersja fotel

Nr kat. K0542010 wersja leżanka

Mobilny podnośnik kąpielowy z elektryczną regulacją wysokości, dostępny jest w różnych opcjach, w zależności od potrzeb pacjentów. Wersje podnośnika: Combi, fotel i leżanka zapewniają wygodny transport i kąpiel pacjenta zarówno w szpitalu jak i domu opieki czy domu prywatnym. Pasuje do wanien o regulowanej wysokości.



Podnośnik TR 9650 w połączeniu z systemem kąpielowym to kompletne, bezpieczne i niezwykle efektywne rozwiązanie ukierunkowane na komfort pacjenta i wygodę opiekuna. W systemie Combi można niezwykle łatwo zamienić fotel w leżankę poprzez dołączenie dodatkowych dwóch elementów, po jednym z każdej strony bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi. Podnośnik pasuje do wanien o regulowanej wysokości.

Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR 1000

Nr kat. K0521000

Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR 1000 z elektryczną regulacją wysokości i przechyłami w przód i w tył zapewnia wydajny i komfortowy transport oraz kąpiel pacjenta. Może być wykorzystywane także do toalety czy przeprowadzania innych zabiegów higienicznych.



Parametry techniczne:

- Zakres regulacji wysokości 400 mm
- Nośność 200 kg
- Przechył do tyłu 25°
- Prosta budowa krzesła, opartego na kolumnach ułatwia jego czyszczenie i dezynfekcję, a także dostęp do pacjenta podczas transportu i kąpieli
- Krzesło współpracuje z większością ławoślizgów i sprawia, że transport pacjenta przebiega w wyjątkowo bezpieczny i komfortowy sposób
- Siedzisko i podwozie umożliwiają także korzystanie ze standardowej toalety, w opcji basen mocowany pod siedziskiem
- Zaprojektowany do stabilnego i prostego transportu pacjenta
- Wszystkie elementy krzesła są gładkie i łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
- Pas bezpieczeństwa dla pacjenta
- W opcji - regulowany, składany podnóżek, dla większej wygody i poczucia bezpieczeństwa pacjenta

Wersje:

- Krzesło prysznicowe z prostymi podłokietnikami
- Krzesło prysznicowe ze składanymi podłokietnikami do zabezpieczenia pacjenta od frontu