



inomed przedstawia

Nowe wzornictwo elektrody Select

Szanowni Państwo,


dziękujemy za współpracę oraz wybór elektrody Select jako preferowane rozwiązanie monitorowania nerwów w chirurgii tarczycy.

Elektroda pokrywająca kontaktami odbiorczymi 360 stopni obwodu rurki intubacyjnej oznacza, że rotacja osiowa rurki nie pogarsza jakości oraz minimalizuje możliwość utraty sygnału.

Opierając się na tej innowacji opracowaliśmy nową wersję elektrody, które posiada wydłużone kontakty kanałów odbiorczych. Oznacza to, że intubacja i pozycjonowanie elektrody względem fałdów głosowych będzie łatwiejsze oraz że wzrasta niezawodność aplikacyjna.

Zakładanie elektrody na rurkę intubacyjną oraz korzystanie z jej funkcji pozostaje bez zmian.

Używając produktu inomed odnosicie Państwo korzyści w postaci powtarzalności metody i stabilności odbioru sygnałów. Pozostajemy do dyspozycji – w razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym reprezentantem inomed.



» intubacja rurki z elektrodą jest łatwiejsza

Damir Pfau
Product Management