

Multi-purpose Digital R/F System

SONIALVISION G4

BEST
IN
CLASS



Uniwersalny aparat R/F typu telekomando
do cyfrowej radiografii i fluoroskopii Sonialvision G4
z płaskim panelem detekcyjnym i z cyfrowym systemem
obróbki obrazu firmy SHIMADZU

SONIALVISION G4

Uniwersalny, zdalnie sterowany stół R/F przeznaczony do konwencjonalnych zabiegów, badań radiologicznych i fluoroskopowych: układu kostno-stawowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, oddechowego, do limografii, mielografii, flebografii, badań naczyniowych.

Dzięki funkcji bardzo nisko opuszczanej płyty stołu rtg, aparat jest szczególnie przydatny w badaniach osób starszych oraz dzieci.



Barium



Thorax & General Rad



Geriatric



Emergency



New Apps.



HSG & Uro




Pediatric



Patient side procedures



Bariatric



Swallow Speech




Płaski Detektor Obrazowy (Flat Panel Detector)



System cyfrowej obróbki obrazu badań rtg

Unikalne oprogramowanie „Slot Radiography”
do projekcji kończyn długich, kręgosłupa lub całego ciała

Premium Option



Oprogramowanie do tomosyntezy


Oprogramowanie umożliwia uzyskiwanie i przeglądanie cyfrowych obrazów z szybkiej planigrafii cyfrowej (tomosyntezy) u pacjentów leżących, jak również stojących.

Premium Option


Single run with Pulsed exposure




Multiple slices information



Comparison of 3 Diagnostic Imaging Modalities after THA : Total Hip Arthroplasty



Pakiet DSA do badań naczyniowych





Producent: Shimadzu Corporation Japonia