

ISACLEAN™ DETERGENT ORAZ ISASPOR® ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY JEDNOKROTNEGO UŻYCIA – NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ I EFEKT REPROCESOWANIA

W ramach kompleksowego rozwiązania dla reprocasowania endoskopów, Cantel Medical oferuje różne rozwiązania, które zostały opracowane specjalnie do użytku z myjnią dezynfektorem endoskopów MEDIVATORS® ISA™ w celu spełnienia wszystkich potrzeb użytkowników.

Środek chemiczny zimnej sterylizacji/środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu, jednokrotnego użycia ISASPOR oraz detergent ISACLEAN zostały opracowane by zagwarantować bezpieczny i niezawodny przebieg procesu wraz z wysoką kompatybilnością ze wszystkimi markami endoskopów.

MEDIVATORS® ISACLEAN™

Detergent i środek czyszczący



MULTIENZYMATYCZNA FORMUŁA

- Aktywna i przetestowana przeciwko mikrobiologicznemu biofilmowi
- 4 enzymy działające przeciw białkom, lipidom/tłuszczom, węglowodanom, składnikom komórkowym
- Unikalna formuła dzięki obecności Aktywatora ISAZONE® (unikalny nowy środek mikrobiologiczny)
- Kompatybilny ze wszystkimi markami endoskopów dzięki neutralnemu pH
- Opracowana specjalnie do mycia ręcznego lub użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATOR ISA

MEDIVATORS® ISASPOR™

Środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu i środek sterylizujący



- Synergiczne działanie aktywatora ISAZONE® i kwasu nadooctowego (PAA)
- Sterylizacja zgodnie z EN ISO 14937 osiągnięta w temperaturze pokojowej
- Niski wyjściowy poziom PAA (kwasu nadooctowego) oraz pH 6 gwarantują wysoką kompatybilność z przyrządami i urządzeniami medycznymi
- Czas kontaktu środka dezynfekcyjnego: 3 minuty
- Środek chemiczny jednokrotnego użycia; wolny od aldehydów
- Przetestowany klinicznie, mikrobiologicznie i toksykologicznie
- Zaprojektowany z przeznaczeniem do użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATORS® ISA™

Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Numer katalogowy
ISACLEAN detergent (2 x 5 L)	500189
ISASPOR Środek dezynfekcyjny jednokrotnego użycia (10 L roztworu A+ B)	500187
ISASPOR Środek dezynfekcyjny jednokrotnego użycia (5 L roztworu A+ B)	500188

ISA™ jest znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.

ISASPOR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.

ISACLEAN™ jest znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.

ISAZONE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.