

AUTOMATYCZNY INFUZOR CIŚNIENIOWY

Precyzyjne ustawienie ciśnienia

Cięnienie wstępne

INFUZOR AUTOPRESS firmy Biegler jest kolejnym elementem naszej oferty sprzętu grzewczego. Może być używany bezpośrednio przy urządzeniu do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych lub na osobnym stojaku wszędzie tam gdzie powinniśmy podawać płyny ze stałym ciśnieniem





- Ciśnienie wstępne zawsze ustawiane
- Elektroniczna kontrola precyzyjnego ustawienia ciśnienia
- Możliwość podłączenia 2 mankietów 500 cm³, 2 mankietów 1000 cm³, 2 mankietów 3000 cm³
- Pasuje do wszelkich stojaków do kroplówek oraz szyn
- Mały i lekki
- Limit ciśnienia do 300 mmHg
- Zasilanie sieciowe
- Mankiety mogą być łatwo i szybko opróżnione
- Istotna oszczędność czasu przy ustawianiu



DANE TECHNICZNE

Urządzenie:	Automatyczny infuzor ciśnieniowy
Typ:	Autopress
Pobór mocy:	280 W
Zasilanie:	sieciowe
Klasyfikacja wyrobu:	Ila
Stopień ochrony przeciwporażeniowej:	B
Wymiary:	100 x 230 x 180 mm
Waga:	2.1 kg
Typ operacji:	kontynuacyjna
Akcesoria:	Standardowo 2 x 500 cm ³ Mankiety ciśnieniowe 500 cm ³ Opcjonalnie Mankiety ciśnieniowe 1000 cm ³ Opcjonalnie Mankiety ciśnieniowe 3000 cm ³

BIEGLER
medizin elektronik

BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a, 3001 Mauerbach, Austria
Tel: +43 1 979 21 05, Fax: +43 1 979 21 05 16
office@biegler.com, www.biegler.com



CE
0123