



HOSPISEPT- -TUCH

Chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i wyposażenia.



- gotowe do użycia
- nasączone produktem leczniczym
- krótki czas działania
- szerokie spektrum biobójcze
- nie podrażniają skóry rąk
- wygodna i szybka forma aplikacji
- schnie szybko nie pozostawiając smug

Szybko i bezpiecznie



Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0482



HOSPISEPT-TUCH

Chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i wyposażenia.

PODSTAWOWE CECHY

- szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze
- idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie środek dezynfekcyjny nie może być rozpryskiwany i istotne jest szybkie działanie
- nasączone produktem leczniczym Hospisept, na bazie alkoholi, do dezynfekcji rąk i pola zabiegowego
- nie podrażniają skóry - podczas stosowania nie wymagają ochrony rąk
- mogą być bezpiecznie używane do dezynfekcji rąk, w sytuacjach braku dostępu do dozowników łokciowych
- niezbędne w każdej torbie pierwszej pomocy (karetka, śmigłowiec ratowniczy itp.)
- znajdują szerokie zastosowanie do dezynfekcji wyposażenia medycznego, odpornego na działanie alkoholi, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie
- możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- po zastosowaniu dezynfekowana powierzchnia szybko schnie i pozostaje wolna od smug i plam
- bardzo wygodne i wydajne stosowanie – gotowe do użycia, o optymalnych rozmiarach (13,5cm x 20cm) i nasączeniu, fizelinowe chusteczki o wysokiej wytrzymałości
- konfekcjonowane w praktyczne i szczelne pojemniki z możliwością uzupełniania

SKŁAD

Chusteczki nasączone roztworem zawierającym:

1,1g propan-1-ol, 0,32g etanol 96%, butan-2-on, adypinian dibutyli, woda oczyszczona

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

- 1 minuta: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Adenowirus, Vacciniawirus)
- 5 minut: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Adenowirus, Vacciniawirus, Papowawirus)

SPOSÓB UŻYCIA

- Produkt do użytku profesjonalnego.
- Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia.

Dezynfekcja powierzchni

1. Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić do wyschnięcia.
2. Odczekać zalecany czas ekspozycji.
3. Powierzchnie pozostające w kontakcie z nieopakowaną żywnością należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.

Higieniczna dezynfekcja rąk

1. Przetrzeć dokładnie skórę rąk (w razie potrzeby użyć 2 chusteczek).
2. Odczekać 30 sekund.

OPAKOWANIA

- Hospisept-Tuch: pojemnik – 100 sztuk
- Hospisept-Tuch: wkład uzupełniający – 100 sztuk

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: Lysoform GmbH, Niemcy

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Tel./fax: 85 743 28 97 • www.medilab.pl

