


## Terapia falą uderzeniową



### DUOLITH SD1 – wielomodułowe urządzenie do terapii falą uderzeniową

DUOLITH SD1 "Ultra" to system modularny najwyższej klasy. Najnowszej generacji modułarne urządzenie do terapii falą uderzeniową ESWT zbudowane jest z: wysokiej rozdzielczości monitora dotykowego gwarantującego jakość obrazu i komfort pracy; innowacyjnej głowicy radialnej z włącznikiem dotykowym; zogniskowanej głowicy elektromagnetycznej o największym ognisku i najgłębszej przenikalności oraz stałej, wysokiej energii dynamicznej; zintegrowanego obrazowania; ultrasonograficznego z funkcją czarno – białego lub kolorowego Dopplera. Oferuje odpowiednio dobraną terapię dla każdego pacjenta w zakresie: ortopedia/chirurgia - zwapnienia okołobarkowe, bóle barku, łokieć tenisisty i golfisty, ból rzepki – „kolano skoczka”, ostrogi kości piętowej, zespół bolesnego Achillesa, przewlekłe entezopatie, opóźnienie zrostu kostnego; neurologia - spastyka mięśni, polineuropatie; urologia - choroba Peyroniego, CPPS; angiologia/dermatologia/chirurgia: leczenie ran, blizn i oparzeń skóry. Cechy charakterystyczne: szeroki zakres energetyczny, dobierany indywidualnie; niezawodne leczenie w głęboko penetrowanych obszarach; duża strefa ogniskowania, zwiększona precyzja; prosa zmiana aplikatura fali zogniskowanej na radialną; szerokie spektrum zastosowań.

Seria DUOLITH SD1 to pierwszy połączony system leczenia falą uderzeniową wytwarzaną pozaustrojowo:

- terapia zogniskowaną wysokoenergetyczną falą uderzeniową ESWT
- terapia planarną wysokoenergetyczną falą uderzeniową PSW
- terapia radialną niskoenergetyczną falą uderzeniową RSWT
- terapia falą wibracyjną
- Diagnostyka stawów i mięśni za pomocą zintegrowanego modułu USG

