



KATALOG PRODUKTOWY **MEDCOR**



Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY,
PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

Szczegóły Produktu:

Skład: Kopolimer składający się z glikolidu oraz L-laktydu (Poliglaktyna 910)

Struktura: Plecionka

Powleczenie: Mieszanina z kopolimeru glikolidu i laktydu (glacomer 37) oraz stearynianu wapnia

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: 81% po 2 tygodniach

Reakcja tkankowa: Nie wykazują antygenowości, są apirogenne i podczas wchłaniania wywołują jedynie łagodny odczyn tkankowy

Czas wchłaniania: Całkowicie wchłaniany w ciągu 54 - 70 dni

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2

Kolor: Fioletowy i niebarwiony


Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 i 36 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Miękki materiał ułatwiający gładkie przejście przez tkanki (nie traumatyzuje tkanek).
- Dobre właściwości wiązania dzięki lepszej i nowoczesnej technologii wytwarzania plecionki.
- Bardzo wysoka początkowa wytrzymałość na rozciąganie i doskonała elastyczność nici.
- Łatwe sprowadzenie węzła i możliwość skorygowania jego położenia.
- Mniej niż 200 ppm wilgoci zapewniający pełny 5-letni okres przechowywania.
- Bardzo niska kapilarność.
- Szew antybakteryjny Solus 910 AM® posiada strefę hamowania wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne (tzw. SSI – Surgical Site Infections)
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmacopei Europejskiej (PhEUR).


Profil podtrzymywania tkankowego:



Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)



IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
9 mm 	3/8 Koła	30 cm			LNW 9575-910 LNW 2672-910						
9.3 mm Podwójna 	3/8 Koła	30 cm	LNW 9577-910								
16 mm 	1/2 Koła	45 cm				LNW 2303-910					
		70 cm					LNW 2305-910				
19 mm 	1/2 Koła	70 cm					LNW 2420-910				
20 mm 	1/2 Koła	45 cm				LNW 2520-910	LNW 2304 S-910				
		45 cm (10 lengths per foil)						LNW 2504-910			
		70 cm					LNW 2304-910	LNW 2437-910			
22 mm 	1/2 Koła	70 cm						LNW 2322-910			
25 mm 	1/2 Koła	70 cm Niebarwiona						LNW 2123-910			
		90 cm						LNW 2528-910			
25 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm						LNW 2528 DA-910			
27 mm 	5/8 Koła Premium	75 cm							LNW 2318-910 HAL		
30 mm 	1/2 Koła	30 cm							LNW 2030-910		
		45 cm							LNW 2317 M-910		
		45 cm (5 lengths per foil)							LNW 2508-910		
		45 cm (10 lengths per foil)							LNW 2503-910		
		70 cm							LNW 2341-910	LNW 2342-910	
		90 cm							LNW 2317-910 LNW 2317-3-910	LNW 2338-910	
		90 cm Niebarwiona								LNW 2337-910	
		110 cm							LNW 2317 VS-910		LNW 2827 VS-910

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 36 mm	½ Koła	90 cm						LNW 2436-910		
		90 cm Niebarwiona					LNW 945-910	LNW 946-910		
 40 mm	½ Koła	45 cm					LNW 2345 M-910	LNW 2346 M-910		
		45 cm (5 lengths per foil)						LNW 2507-910		
		45 cm (10 lengths per foil)						LNW 2502-910	LNW 2501-910	
		70 cm						LNW 2546-910		
		90 cm					LNW 2345-910	LNW 2346-910	LNW 2360-910	
		90 cm Niebarwiona						LNW 2346 U-910		
		110 cm						LNW 2346 VS-910		
		120 cm						LNW 2346 VS-3-910		
 40 mm HEAVY	½ Koła	20 cm							LNW 2347 SP-910	
		45 cm							LNW 2347 M-910	
		70 cm							LNW 2359-910	
		90 cm							LNW 2347-910	LNW 2352-910
		90 cm Niebarwiona							LNW 2347-3-910	
									LNW 2344-910	
									LNW 2344-3-910	
		110 cm							LNW 2347 VS-910	LNW 2352 VS-910
 45 mm HEAVY	½ Koła	90 cm							LNW 2347 PB-910	
		120 cm							LNW 2347 PB L-910	
 48 mm	½ Koła	90 cm							LNW 2548-910	
 50 mm	½ Koła	75 cm							LNW 9251-910	
		90 cm						LNW 2346-910 SP		

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 50 mm HEAVY	½ Koła	75 cm							LNW 2355-910
		100 cm						LNW 2448-910	
		110 cm						LNW 2448 L-910	

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TRAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
 17 mm	½ Koła	45 cm				LNW 2515-910			
 30 mm	½ Koła	45 cm					LNW 2511 HK-910		
		70 cm						LNW 2518-910 SP	
 30 mm HEAVY	½ Koła	45 cm							LNW 2511 G-910
 36 mm	½ Koła	90 cm							LNW 2425-910
		90 cm (OB-GY)				LNW 2516-910		LNW 2517-910	
 38 mm	½ Koła	45 cm					LNW 2511 A-910		
 40 mm	½ Koła	45 cm						LNW 1045-910	
		90 cm (OB-GY)						LNW 2518-910	LNW 2519-910
		90 cm Niebarwiona						LNW 2518 U-910	
		110 cm						LNW 2518 L-910	
 40 mm HEAVY	½ Koła	70 cm							LNW 2363-910
		90 cm (OB-GY)							LNW 2364-910

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
16 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Premium	45 cm		LNW 2442-910		LNW 2471-910				
		70 cm Niebarwiona			LNW 2443-910					
16 mm 	$\frac{5}{8}$ Koła	45 cm			LNW 2465-910					
19 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Premium	70 cm Niebarwiona				LNW 2402 S-910				
		90 cm Niebarwiona				LNW 2402-910				
22 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	45 cm				LNW 2401-910				
22 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	90 cm				LNW 2472-910				
25 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Premium	90 cm Niebarwiona				LNW 2328-910				
26 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	90 cm Niebarwiona					LNW 2404-910			
45 mm 	Prosta	90 cm			LNW 2388-910					
60 mm 	Prosta	76 cm					LNW 2390-910			
		90 cm								LNW 2354-910
		90 cm Niebarwiona				LNW 2389-910				

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
12 mm 	3/8 Koła	45 cm	LNW 2671-910		LNW 2494-910	LNW 2495-910				
12 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm		LNW 2493-910						
16 mm 	3/8 Koła	45 cm		LNW 2516-910						
		70 cm Niebarwiona			LNW 2416-910					
19 mm 	3/8 Koła	70 cm Niebarwiona			LNW 2419-910					
23 mm 	1/2 Koła	30 cm Niebarwiona					LNW 2693 SA(S)-910			
		45 cm						LNW 2510 SB-910		
		70 cm						LNW 2510 SB/L-910		
		90 cm Niebarwiona					LNW 2693 SA-910			
23 mm HEAVY 	1/2 Koła	35 cm							LNW 2826-910	
		70 cm							LNW 2826 L-910	
24 mm 	3/8 Koła	67 cm				LNW 2319-910				
		70 cm Niebarwiona				LNW 936-910				
24.3 mm 	3/8 Koła	70 cm				LNW 2522-910				
26 mm 	3/8 Koła	70 cm Niebarwiona				LNW 2407-910				
27 mm 	5/8 Koła	45 cm					LNW 2694-910	LNW 2511 SB-910	LNW 2827-910	
		70 cm						LNW 2511 SB/L-910		
30 mm 	J Type	90 cm						LNW 2512-910	LNW 2828-910	
36 mm 	1/2 Koła	45 cm						LNW 2534 M-910		
								LNW 2534 DS-910		
		90 cm						LNW 2534-910		
								LNW 2534 T-910		



Esterlus™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY,
NIEWCHŁANIAŁNY

Esterlus™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY, NIEWCHANIALNY

Szczegóły Produktu:

Skład: Poliester

Struktura: Pleccionka

Powlekanie: Silikon aby zapewnić gładkość i lepszą elastyczność

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: Zapewnia trwałe podtrzymanie tkanek (nie ulega biodegradacji ani nie traci wytrzymałości na rozciąganie)

Reakcja tkankowa: Bardzo łagodna reakcja tkankowa

Czas wchłaniania: Niewchłaniane

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Kolor: Zielony i biały

Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami



Cechy charakterystyczne:

- Pokryty silikonem, który działa jako środek zmniejszający tarcie, co mechanicznie ułatwia przechodzenie przez tkanki oraz podwyższa ogólną jakość nici.
- Elastyczny i wytrzymały, aby zapewnić trwałe podtrzymanie tkanek.
- Barwione dla dobrej widoczności w polu chirurgicznym.
- Łatwe sprowadzenie węzła i możliwość skorygowania jego położenia.
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

Esterlus™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY, NIEWCHANIALNY

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT


Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm Podwójna 	3/8 Koła	75 cm Zielone		LS 6890	LS 6891				
13 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm Zielone			LS 6892				
		75 cm Białe			LS 6893				
13 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm Zielone			LS 6892-PL-3				
Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm		75 cm Białe			LS 6893-PL-3				
25 mm 	1/2 Koła	100 cm Zielone				LS 655			
25 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm					LS 6226-PL-3		
Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm									
26 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm Zielone				LS 6832			
		100 cm Zielone				LS 6552			

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
17.5 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe					LS 10B52		
		90 cm Zielone			LS 6935	LS 6936	LS 6937		
		90 cm Białe					LS 6917		
17.5 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe					LS 10B55-PL-3		
Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm		90 cm Zielone				LS 6936-PL-3	LS 6937-PL-3		
		90 cm Białe					LS 6917-PL-3		
17.5 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe					LS 10B55		
		90 cm Zielone					LS 6937-PL-6		
		90 cm Białe					LS 6917-PL-6		
Pledget 6mm x 3mm x 1.5mm		90 cm 4 Zielone					LS 4B37		

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY, NIEWCHANIALNY

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			3-0	2-0	0	1	2	3	4	5
26 mm Podwójna 	½ Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe		LS 10B72						
		90 cm Zielone		LS 6977						
		90 cm Białe		LS 6987						
26 mm Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	½ Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe		LS 10B77-PL-3						
		90 cm Zielone		LS 6977 PL-3						
		90 cm Białe		LS 6987-PL-3						
26 mm Podwójna  Pledget 6mm x 3mm x 1.5mm	½ Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe		LS 10B77						
		90 cm Zielone		LS 6977-PL-6						
		90 cm Białe		LS 6987-PL-6						
		90 cm 4 Zielone		LS 4B77						
45 mm HEAVY 	½ Koła	75 cm 1 Zielone					LS 4842			
		75 cm 4 Zielone (multi-strand)					LS 4843			
55 mm HEAVY 	½ Koła	75 cm 1 Zielone								LS 4845
		75 cm 4 Zielone (multi-strand)								LS 4846

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
23 mm 	½ Koła	75 cm Zielone				LS 6517	LS 6942		
40 mm 	½ Koła	75 cm Zielone					LS 6941		

ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW **MEDCOR**

Aby złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje można:

- wysłać maila: **biuro@medcor.pl**
- skontaktować się telefonicznie: **+48 730 709 103**
- wypełnić formularz na naszej stronie: **www.medcor.pl**

Adres do korespondencji:

Medcor Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa

