

SD1

Podręczny Detektor Tętna Płodu



SD1 Podręczny Detektor Tętna Płodu




Nasza nowa innowacja, kompaktowy ręczny doppler SD1, jest niezwykle urządzeniem ultrasonograficznej serii detektorów firmy Edan. W porównaniu do konwencjonalnej technologii, za pomocą fali impulsowej, SD1 wyłamuje się pod względem wymaganego kąta sondy, a także głębokości serca płodu. Użytkownik może szybciej i łatwiej zlokalizować sygnał tętna płodu. Wyjątkowo niski poziom promieniowania zapewnia bezpieczniejszy i wygodniejszy sposób użytkowania. Ponadto, oprócz profesjonalnego zastosowania klinicznego, SD1 jest również przyjaznym dla użytkownika urządzeniem domowym, które umożliwia korzystanie z niego w dowolnym miejscu i na całym świecie.

Funkcje

- ALL-IN-ONE
- Wbudowany głośnik
- Cyfrowy wyświetlacz FHR
- Panel dotykowy
- Wbudowany moduł łączności bezprzewodowej
- Ustawienie głośności
- Oprogramowanie do zapisywania krzywej i dźwięku tętna płodu kompatybilne z Android i IOS APP
- 3MHz głowica FHR
- Standardowe baterie AA
- Automatyczne wyłączenie podczas bezczynności
- Technologia fali pulsacyjnej

Konfiguracja

Model: SD1 z aplikacją /SD1 bez aplikacji




EDAN
A world of potential

EUROMED 
medical solution

Euromed Medical Solution sp. z o.o., sp. k.
ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań, tel. 61 843 90 59, 512 080 027
euromed@euromed.net.pl

© 2018 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries, contact Edan for local availability.



CE 0123

POL-OB & GYN-SD1-V1.1-20180807