

Spirobank II Basic



Prosty spirometr diagnostyczny
dla lekarzy rodzinnych i medycyny pracy



Prostota i niezawodność.


Spirometr Spirobank II Basic to urządzenie idealne dla lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ, dla medycyny pracy oraz do badań przesiewowych. Spirobank II Basic jest dla Ciebie, gdy potrzebujesz profesjonalnego niezawodnego urządzenia do prostych badań spirometrycznych.

Dwa tryby pracy

- **spirometr przenośny** - wyniki badań są wyświetlone na ekranie spirometru,
- **spirometr stacjonarny** - możliwość podłączenia spirometru do komputera, przesłania danych i korzystania z rozbudowanego oprogramowania spirometrycznego WinSpiro PRO.

Komfortowa obsługa

- szybki dostęp do funkcji spirometru
- intuicyjne **menu oparte na ikonach**
- wysokiej jakości **wyświetlacz z podświetleniem**
- **możliwość analizy wykonanych testów bezpośrednio na ekranie spirometru** z podglądem krzywych bez konieczności połączenia z komputerem
- połączenie z PC za pomocą **USB**
- **akumulator** o długiej żywotności
- spirometr dostępny z **turbinami jednorazowymi i wielorazowymi**




Szybki test spirometryczny

- krzywe przepływu w czasie rzeczywistym
- test PRE-POST (broncholidacyjny)
- pamięć do 10.000 testów spirometrycznych
- oprogramowanie PC Winspiro PRO z bezpłatnymi aktualizacjami online
- mierzy 12 parametrów spirometrycznych

Mierzone parametry:

FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV




FlowMIR® – jednorazowe turbiny

- fabrycznie skalibrowane za pomocą skomputeryzowanego systemu
- pakowane pojedynczo w sterylnych warunkach
- gwarancja 100% higieny
- wykluczone zanieczyszczenia krzyżowe
- opcjonalnie – turbiny wielorazowe

Winspiro PRO®

Wysokie zaawansowane oprogramowanie na PC do spirometrii

Możliwość bezpłatnych aktualizacji online



Parametry techniczne:

Wyświetlacz	160×80 pixeli, 2,5"
Waga	140g
Wymiary	160x55x25mm
Zakres pojemności	10l
Zakres przepływu	16l/s
Praca jako samodzielne urządzenie	tak
Praca z komputerem w czasie rzeczywistym	tak
Zasilanie	Kabel USB do ładowania
Testy w czasie rzeczywistym	Tylko przy podłączeniu do PC
Próba bronchodilatacyjna (PRE-POST)	tak
Połączenie z PC	USB
Liczba mierzonych parametrów	12
Pamięć	10.000 testów
Moduł pulsoksymetrii	nie
Kalibracja	Nie wymagana, ale możliwa
Czujnik pomiaru	Turbiny jednorazowe lub wielokrotnego użytku
Oprogramowanie	WinspiroPRO



DYSTRYBUTOR:

ERES MEDICAL Sp. z o.o.

📍 Płuszwice Kol. 64B,
21-008 Tomaszowice

☎ +48 81 502 00 70 📠 +48 81 502 10 32

@ info@eresmedical.com.pl

🌐 www.eresmedical.com.pl

Nr rejestrowy BDO: 000008562