



Fotele ambulatoryjne



Aku View



**Polyvalent
Packot**

DOSTĘPNE
KOLORY dla modelu
Polyvalent Packot

pomarańczowy

słoneczny

błękitny

ciepły żółty

czerwony

granatowy

beżowy

purpurowy

zielony

limonkowy

turkusowy

szary



**Ambu
Packot 3**



Ambu Fusion+

DOSTĘPNE
KOLORY dla modeli
Ambu Fusion+
i Ambu Packot 3

pomarańczowy

ananasowy

szary denim

fuksja

czerwony

śliwkowy

oliwkowy

granatowy

liliowy

zielony

kremowy

stalowy

Elektryczne sterowanie pozycjami fotela ułatwia przeprowadzanie wszelkich procedur medycznych.



ERGONOMIA

Wysokiej jakości materace demontowalne lub zamocowane na stałe zapewniają komfort pacjentom.



KOMFORT PACJENTA

Demontowalna obudowa i materace ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję.




HIGIENA

Fotele oparte na stabilnej ramie, funkcja CPR dostępna z pilota i alternatywnie za pomocą dźwigni nożnej.



BEZPIECZEŃSTWO



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama wykonana ze stali epoksydowanej w kolorze białym
- Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane z dodatkiem substancji antybakteryjnej
- Polyvalent Packot – koła podwójne $\varnothing$ 150 mm z blokadą centralną
- Ambu Fusion+ - koła pojedyncze $\varnothing$ 150 mm z blokadą centralną i piątym kołem
- Aku View, Ambu Packot 3 - koła pojedyncze $\varnothing$ 200 mm z blokadą centralną i piątym kołem
- Niepalna tapicerka
- Opuszczane barierki boczne
- Regulacje elektryczne za pomocą pilota: wysokości, oparcia pleców, nóg, podnóżka, synchroniczna regulacja oparcia pleców i nóg
- Uchwyty do prowadzenia
- Podglówek

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Polyvalent Packot – piąte koło dla sprawnego manewrowania
- Polyvalent Packot, Ambu Packot 3 – hamulec w przedniej części fotela
- Koła $\varnothing$ 200 mm
- Podłokietniki wykonane z PCV (do dializ)
- Barierki boczne teleskopowe
- Polyvalent Packot, Ambu Packot 3 – mechaniczna regulacja oparcia pleców
- Zapasowy akumulator
- Pas bezpieczeństwa
- Niestandardowa kolorystyka tapicerki
- Uchwyt na pilota na elastycznym wysięgniku
- Lampka na elastycznym wysięgniku
- Taca o wymiarach 600 x 400 mm
- Szyna na akcesoria
- Uchwyt na prześcieradło w rolce (nie dotyczy Aku View)
- Uchwyt na dokumenty
- Przezroczysty pokrowiec ochronny na segment nożny
- Podnóżek regulowany manualnie
- Standardowy stojak na kroplówki
- Teleskopowy stojak na kroplówki
- Aku View – składane uchwyty do prowadzenia od strony nóg pacjenta
- Aku View – zagłówek ze zintegrowanymi uchwytami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Polyvalent Packot	Ambu Fusion+	Aku View	Ambu Packot 3
Wymiary zewnętrzne:	2000 x 750 mm	1990 x 810 mm	1950 x 834 mm	2200 x 810 mm
Szerokość siedziska:	585 mm	700 mm	620 mm	650 mm
Regulacja wysokości:	580 – 980 mm	490 – 750 mm	490 – 750 mm	500 – 850 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	0 - 85°	0 - 85°	0 - 85°	0 - 75°
Regulacja segmentu oparcia nóg:	0 - 30°	0 - 50°	0 - 50°	0 - 30°
Regulacja przechyłu Trendelenburga	15°	15°	15°	15°
Udźwig:	200 kg	240 kg	240 kg	200 kg
Średnica kół:	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Grubość materaca:	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm