

SediStar® – maski anestezyjologiczne Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Jednorazowa anestezyjologiczna maska twarzowa SediStar jest wyposażona w miękką i anatomicznie ukształtowaną uszczelkę zapewniającą dobre przyleganie do twarzy pacjenta. Maska nie zawiera BPA ani PVC.



Zalety

SediStar

Maska SediStar firmy Dräger jest przeznaczona do stosowania u pojedynczego pacjenta. Specjalna ergonomiczna konstrukcja zapewnia personelowi medycznemu doskonały chwyt. Przezroczysty korpus maski umożliwia ciągłą obserwację stanu pacjenta.

Nie zawiera BPA ani PVC.

Optymalne dopasowanie

Dzięki ergonomicznej konstrukcji i uszczelce maska zapewnia optymalne dopasowanie u pacjentów o różnej budowie anatomicznej twarzy.

Kodowanie kolorami

Każdy rozmiar maski jest kodowany kolorystycznie, co ułatwia natychmiastową identyfikację odpowiedniego rozmiaru maski.

Akcesoria do masek

Akcesoria w postaci pierścienia mocującego i opaski zapewniają większy komfort oraz prawidłowe mocowanie i ułożenie maski. Oferujemy opaski wykonane z dwóch różnych materiałów, w rozmiarach małym i dużym. Ich stosowanie gwarantuje miękkie i elastyczne wsparcie i mocowanie maski.

Informacje zamówieniowe

	Sztuk w opakowaniu	Numer katalogowy
Anestezjologiczna maska twarzowa SediStar, jednorazowa, bez pierścienia mocującego – dostępne rozmiary:		
rozmiar 1, noworodek	30	MP01701
rozmiar 2, niemowlę	30	MP01702
rozmiar 3, dziecko	30	MP01703
rozmiar 4, mały, dorosły	30	MP01704
rozmiar 5, średni, dorosły	30	MP01705
rozmiar 6, duży, dorosły	30	MP01706
rozmiar 7, bardzo duży, dorosły	30	MP01707
Pierścień mocujący do masek SediStar z końcówką o średnicy wewn. 22 mm (rozmiary 3–7)	30	MP01708
Opaska z miękkiej tkaniny, jednorazowego użytku		
mała	1	MP01559
duża	1	MP01560
Opaska z miękkiej gumy, jednorazowego użytku		
mała	1	MP01561
duża	1	MP01562

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.

Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Producent:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeka, Niemcy

SIEDZIBA SPÓŁKI

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posąg 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GDYNIA

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO GŁOGÓW

Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
76-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

