

Wygoda i bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy



Kaniuła Optiflow™+ firmy F&P

Przeznaczona do stosowania w połączeniu ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemami AIRVO™ 2, kaniuła Optiflow™+ wykorzystuje najnowsze i innowacyjne technologie, zapewniając nosową wentylację wysokoprzepływową u pacjentów.

Wygoda i pewność pacjentów i lekarzy.

Firma Fisher & Paykel Healthcare opracowała kaniulę Optiflow™+ z zastosowaniem najnowszych technologii, ponieważ dąży do poprawy jakości opieki i wyników leczenia poprzez umożliwienie lekarzom zapewnienia pewnej i wygodnej nosowej wentylacji wysokoprzepływowej.

Unikatowa wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach zapewniają komfort w okolicy przegrody i nozdrzy. Miękkie podkładki na policzki zapewniają stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Zacisk na pasku na głowę upraszcza układanie przewodów, dzięki czemu spożywanie pokarmów i napojów oraz komunikowanie się jest prostsze niż w przypadku masek twarzowych.



Regulowany pasek na głowę zapewnia stabilne i delikatne mocowanie

- Końcówki paska nie wiszą swobodnie wokół twarzy
- Wykonany z bardziej miękkiego, bezzwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise™

Zacisk na pasku eliminuje konieczność korzystania z taśmy

- Działa w połączeniu z zaciskiem przewodu, podtrzymując obwód i zapobiegając wypadaniu kaniuli
- Taśma nie jest wymagana
- Dzięki skierowaniu przewodów kaniuli z dala od ust spożywanie pokarmów i napojów oraz komunikowanie się jest prostsze niż w przypadku masek twarzowych

Technologia Evaqua™ ogranicza tworzenie się ruchomych skroplin

- Przepuszczalna membrana umożliwia swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu

Podwójne złącze dopasowane do wszystkich obwodów firmy F&P

- Umożliwia korzystanie zarówno z systemu F&P AIRVO™, jak i F&P 850™

Miękkie podkładki na policzki zwiększają stabilność przy jednoczesnej redukcji nacisku na twarz

- Większa powierzchnia pozwala na zmniejszenie liczby punktów nacisku oraz ogranicza pozostawianie śladów lub podrażnień
- Poprawione połączenie podkładki na policzki i paska na głowę minimalizuje ryzyko przypadkowego odłączenia
- Oznaczenie rozmiarów trzema kolorami umożliwia natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru

Wypustki o łagodnych krawędziach zapewniają delikatniejsze, uproszczone mocowanie

- Konstrukcja dostosowana do budowy anatomicznej poprawia przepływ powietrza i zapewnia wygodę oraz stabilność mocowania w nozdrzach
- Wklęsła podstawa zmniejsza nacisk na przegrodę
- Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi tak, aby nie blokować ust

Kody produktów

OPT942	Kaniula nosowa Optiflow™+ — mała (opakowanie 20 szt.)
OPT944	Kaniula nosowa Optiflow™+ — średnia (opakowanie 20 szt.)
OPT946	Kaniula nosowa Optiflow™+ — duża (opakowanie 20 szt.)