

Carevo®



Opatentowana
strefa
Flexi Zone i
Ergo-Access

Wózek prysznicowy Carevo® zaprojektowano tak, by umożliwiać wygodną kąpiel pod prysznicem pacjentom i pensjonariuszom, którzy muszą pozostać w pozycji leżącej, a opiekunowi umożliwiać sprawną i ergonomiczną pracę.

Zaprojektowany z myślą o Emmie



Zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta

Miękka powierzchnia i opatentowana strefa Flexi Zone zostały zaprojektowane z myślą o poprawie komfortu pacjenta lub pensjonariusza podczas wykonywania czynności higienicznych.

Uniwersalny panel sterowania

Przejrzyste opisane panele sterowania umieszczone są po bokach oraz uwegłowania wózka, dzięki czemu są łatwo dostępne dla opiekuna.

Większe bezpieczeństwo pacjenta

Poręcze z komfortowymi uchwytami zapewniają pensjonariuszowi podparcie i większe poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie zachęcając go do współdziałania.

Sprzyja zachowaniu prawidłowej postawy roboczej


Regulacja wysokości i opatentowane obszary Ergo-Access umożliwiają opiekunowi zbliżenie się do pacjenta i utrzymanie wygodnej postawy podczas pracy, zmniejszając tym samym statyczne przeciążenia fizyczne.*

*Źródło: Knibbe, N.E., J.J. Knibbe i E. Waaijer (2013)

Kluczowe cechy



WYMAGANIA PRZESTRZENNE



Niebieski obszar oznacza przestrzeń roboczą potrzebną do swobodnego przenoszenia pensjonariusza, wykonywania czynności higienicznych oraz zapewnienia odpowiedniej dostępności dla pensjonariusza, urządzeń i opiekuna.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Bezpieczne obciążenie robocze = pacjent + woda	200 kg
Maksymalny ciężar pacjenta	182 kg
Ciężar (z materacem)	82 kg
Całkowita długość	2005 mm
Szerokość (leże)	586 mm
Szerokość całkowita (razem z bocznymi poręczami)	759 mm - 888 mm
Długość podwozia	1211 mm
Szerokość podwozia	700 mm
Wysokość, najwyższa pozycja od podłogi do leża	955 mm
Wysokość, najniższa pozycja od podłogi do leża	605 mm
Zakres podnoszenia	350 mm

AKCESORIA

Poduszka pod głowę

Poduszka w kształcie klina

Materac

Wąż odpływowy

Ładowarka i akumulator

Środek do dezynfekcji

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, wejdź na stronę www.arjo.pl