

Ultradźwiękowy Videobronchoskop EB19-J10U

PENTAX
MEDICAL

Odkryj nowe płaszczyzny widzenia



Ultradźwiękowy Videobronchoskop firmy PENTAX Medical EB19-J10U zapewnia krystalicznie czysty obraz wspomagając dokładność diagnostyki, ułatwia badanie EBUS-TBNA, a dzięki ergonomicznej budowie jest łatwy w obsłudze i daje wysoki komfort pracy. Połączenie różnych systemów Hitachi Ultrasound z zaawansowanymi metodami obrazowania i procesorami video firmy PENTAX Medical o doskonałych możliwościach wizualizacji stanowi doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.

Wysoka precyzja dzięki optymalnej budowie



Kryształowo czyste obrazowanie dla precyzyjnej wizualizacji

Najwyższa jakość obrazu ultrasonograficznego dzięki najnowszej głowicy oraz zastosowaniu technologii umożliwiającej dokładną wizualizację dróg oddechowych oraz okolicznych węzłów chłonnych i sąsiednich struktur. Najnowsza technologia obrazowania PENTAX Medical zapewnia wystrzony obraz endoskopowy wspomagając tym samym orientację i nawigację w drogach oddechowych.

Niezawodne pozyskiwanie tkanek

Znakomite obrazowanie ultradźwiękowe pozwala na dokładną przezoskrzelową aspirację igły za pomocą ultrasonografii w czasie rzeczywistym (EBUS-TBNA) w diagnozowaniu i rozpoznawaniu chorób płuc. Powiększony kanał roboczy o średnicy 2,2 mm umożliwia użycie szerokiej gamy standardowej wielkości igieł EBUS-TBNA do pozyskiwania tkanek.

Ułatwiająca obsługę niespotykana ergonomiczna budowa

Ułatwiająca obsługę, ergonomiczna budowa, w połączeniu z małą głowicą oraz niewielką średnicą zewnętrzną endoskopu dają użytkownikowi optymalny komfort pracy oraz wysoką tolerancję wśród pacjentów.

Videobronchoskop ultradźwiękowy EB19-J10U

Kierunek widzenia	Ukośny do przodu [45°]
Pole widzenia [°]	100
Głębokość pola [mm]	2-50
Kąt końcówki góra/dół [°]	120 / 90
Szerokość końcówki dystalnej [mm]	7.3
Szerokość części roboczej [mm]	6.3
Minimalna szerokość kanału roboczego [mm]	2.2
Długość części roboczej [mm]	600
Łączna długość [mm]	875
Częstotliwość [MHz]	5-13*
Metoda skanowania	Convex
Kąt skanowania [°]	75

W interesie postępu technicznego specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

*Szczegóły dotyczące częstotliwości znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z ultradźwiękową jednostką skanującą.



Dział Sprzedaży / Akcesoria:

Varimed Sp. z o. o.:
Wrocław 53-332
ul. Powstańców Śląskich 5
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11

Dział Sprzedaży:

Leszno 64-100
ul. Karasia 16
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
e-mail: varimed@varimed.pl

Serwis:

Leszno 64-100
ul. Usługowa 20
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl