

Pokrowiec inkubatorowy

conceptnatal 



IncuCap® – Innowacyjne pokrycia do inkubatorów z materiału high-tex.

IncuCap® wykonane jest ze specjalnej trójwarstwowej dzianiny. Dzięki niezwykle elastycznej i przepuszczającej powietrze powłoce pokrycie całkowicie chroni inkubator przed światłem. Znajdujące się pod powłoką wypełnienie z trójwymiarowej dzianiny doskonale tłumi dźwięki, a poza tym zapewnia pokryciu właściwości antypoślizgowe i stale utrzymuje jego odpowiedni kształt. Ponadto materiał charakteryzuje się ogromną lekkością. Patogeny nie mają najmniejszych szans w starciu z jonami srebra znajdującymi się na włóknach materiału. Gdy drobnoustroje stykają się z powierzchnią pokrycia, zawarte na niej jony srebra ingerują w funkcjonowanie ich komórek, zaburzając ich metabolizm i w konsekwencji prowadząc do ich obumarcia.



ANTYBAKTERYJNY ODDYCHAJĄCY AKUSTYCZNY NIEPRZEPUSZAJĄCY ŚWIATŁO


Skuteczność pokrywy potwierdzają badania naukowe. Udowodniono, że na inteligentnych tkaninach znajduje się ponad 99% mniej drobnoustrojów niż na tkaninach pozbawionych dodatkowych funkcji. Skuteczne działanie przeciwdrobnoustrojowe pozostaje bez zmian nawet po 80 cyklach prania. Produkt IncuCap® został poddany testom i otrzymał certyfikat Oeko-Tex® Standard 100. Pokrycie jest bi-elastyczne. Ponadto przepuszcza powietrze i można je prać w pralce w temperaturze do 95 °C. Wewnętrzna warstwa pokrycia jest antypoślizgowa i neutralna, dzięki czemu można badać dziecko bez przeszkód. Dostęp do dziecka jest ułatwiony dzięki czterem rozcięciom na całej długości pokrycia znajdującym się w pobliżu otworów w inkubatorze, przez które można dosięgnąć nóg i głowy dziecka.

conceptnatal
Haldenstraße 31 · 72124 Pliezhausen
Tel +49(0)7127 9802601
info@conceptnatal.de · www.conceptnatal.de

Kolory i wzory

conceptnatal 

Dostępna kolorystyka



miętowy 056



żółty 021

Wzory




Morze



Las



Kwiat



Ptak



Żyrafa

Ribbon colours



czerwony 045



miętowy 055



niebieski 025



Fioletowy 015

conceptnatal
Haldenstraße 31 · 72124 Pliezhausen
Tel +49(0)7127 9802601
info@conceptnatal.de · www.conceptnatal.de

 **KROBAN**

KROBAN Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 182/451,
90-361 Łódź
NIP: 7252296972 REGON:385452206
Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
www.kroban.pl info@kroban.pl

tel : 512 046 260 tel : 667 987 771 fax : 42 288 48 30

IncuCap® dostępny jest dla następujących modeli inkubatorów:
Draeger Isolette,
Airshield C2000,
Draeger 8000IC,
Draeger Caleo,
Giraffe Omnibed,
Giraffe Incubator,
Atom Dual Incu I & Incu I Atom V2100, Weyer Vita,
Ardo Amelie Star,
Médipréma Satis, Satis+,
Draeger TI500, GT 5400