

WILAbonnet

Mocowanie układu pacjenta jest przeznaczone do typowych generatorów nCPAP typu: Infant Flow. Czapeczka wykonana z delikatnej bawełny została wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Każdy rozmiar czapeczki jest oznaczony innym kolorem. Opakowanie zawiera taśmę mierniczą ułatwiającą dopasowanie odpowiedniej czapeczki względem główki pacjenta.



Numer katalogowy	Opis	Opakowanie/ sztuk.
300.720	WILAbonnet, biały, Rozmiar 000, 18–20 cm	10
300.721	WILAbonnet, szary, Rozmiar 00, 20–22 cm	10
300.722	WILAbonnet, różowy, Rozmiar 0, 22–24 cm	10
300.723	WILAbonnet, brązowy, Rozmiar 1, 24–26 cm	10
300.724	WILAbonnet, żółty, Rozmiar 2, 26–28 cm	10
300.725	WILAbonnet, niebieski, Rozmiar 3, 28–30 cm	10
300.726	WILAbonnet, jasno-pomarańczowy, Rozmiar 4, 30–32 cm	10
300.727	WILAbonnet, zielony, Rozmiar 5, 32–34 cm	10
300.728	WILAbonnet, czerwony, Rozmiar 6, 34–36 cm	10
300.729	WILAbonnet, pomarańczowy, Rozmiar 7, 36–38 cm	10
300.730	WILAbonnet, turkusowy, Rozmiar 8, 38–40 cm	10
300.731	WILAbonnet, ciemno-niebieski, Rozmiar 9, 40–42 cm	10



WILamed GmbH

Medizinische Geräte und Zubehör

Gewerbepark Barthelmesaurach
Aurachhöhe 5–7
91126 Kammerstein (Germany)

Phone: +49 9178 996999-0
Fax: +49 9178 996778
info@wilamed.com
www.wilamed.com

