

REJESTRATOR AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ Z ELEKTRONICZNYM KWESTIONARIUSZEM

camtech



- Idealne narzędzie do monitorowania aktywności ruchowej oraz diagnostyki snu
- Elektroniczny kwestionariusz (możliwość zaprogramowania do 256 pytań)
- 8 różnych sposobów odpowiedzi na pytania
- Zintegrowany trójosiowy akcelerometr
- Szybka komunikacja z komputerem przez USB
- Ultra jasny ekran OLED


Cechy aparatu:

- Możliwość zaprogramowania do 256 pytań
 - Możliwość 8 różnych sposobów odpowiedzi na pytania:
 - Wielokrotny wybór
 - Wizualna skala analogowa (VAS)
 - Lista
 - Wpisz liczbę
 - Wprowadź czas
 - Prosta wiadomość
 - Dowolny tekst
 - Skala Likerta
 - Wbudowany 3-osiowy akcelerometr zapewniający precyzyjny pomiar aktywności ruchowej pacjenta
 - Odporny na wstrząsy
 - Odporny na zachłapanie – IP44
 - Współpraca z oprogramowaniem PRO-Diary oraz MotionWare do analizy zebranych danych
 - Komunikacja z PC poprzez złącze micro USB
 - Zapis do 30 dni*
 - Kwestionariusz przeszedł walidację pod kątem porównania z wersją papierową, przeprowadzoną przez Uniwersytet w Surrey
- Moduł aktywności ruchowej jest identyczny z używanym w MotionWatch 8 i przeszedł walidację pod kątem porównania z polisomnografią; wyniki zostały zaprezentowane podczas kongresu ESRS w 2012r.

Parametry techniczne:

- Wymiary: 51×34×8 mm
- Waga: 16 g
- Pamięć: 4 MB
- Bateria: wbudowana, litowo-jonowa
- Czas pracy na jednej baterii: do 30 dni*
- Kwestionariusz: do 256 pytań
- Możliwość 8 różnych sposobów odpowiedzi na pytania
- Częstotliwość sumowania pomiarów: 1, 2, 5, 15, 30, 60s
- Odporny na zachłapanie – IP44
- Komunikacja z PC – micro USB
- Pasek – nylonowy 18mm (dostępne różne rodzaje)

*Czas zależny od wielkości kwestionariusza oraz częstotliwości sumowania pomiarów



ISO 9001

Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, bezpłatna infolinia: 800 43 90 10
www.oxford.com.pl, email: info@oxford.com.pl

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.