



TERAPIE WEWNTARZNA CZYNIOWE
System do ultrasonografii



U-lite

Ultraprzenośny aparat
USG HD

Do dostępu naczyniowego

U-lite: niewielki aparat o dużych możliwościach do dostępu naczyniowego



Naprawdę odpowiedni do wprowadzania cewników do żyły centralnej

- Liniowa głowica o zakresie częstotliwości pracy 5–12 MHz i głębokości penetracji 2–6 cm

Obrazowanie wysokiej jakości

- Większa dokładność zabiegu
- Zaawansowane funkcje obrazowania zapewniające wyjątkową jakość obrazu

Intuicyjna konstrukcja, uproszczone ustawienia

- 7" ekran dotykowy HD
- Maksymalnie zautomatyzowany przebieg pracy (automatyczne ustawienia i pomiary)
- Idealny do wprowadzania cewników do żyły centralnej w czasie rzeczywistym


Szybkie uruchamianie

- Uruchamianie w czasie krótszym niż 10 sekund


Lekki i przenośny

- Tylko 800 g (włączając masę głowicy)
- Możliwość ciągłej pracy przez okres 3 h


U-lite umożliwia obrazowanie w następujących trybach:



Czarno-białym
Dynamiczne obrazowanie tkanek



Kolorowym
Mapowanie naczy



Dopplera — ocena fali tętna
Kierunek i prędkość przepływu krwi

Kod produktu	Opis
U-lite SLP	Ultraprzenośny ultrasonograf z podłączoną głowicą liniową.
6261	Uchwyty do dostępu naczyniowego

Prowadnica igły do dostępu naczyniowego:

- Głębokość od 0,5 cm do 3,5 cm
- Sprzedawana pojedynczo lub w zestawach prowadnic o 3 głębokościach



TERAPIE WEWNĄTRZNACZYNIOWE

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji są proszone o kontakt pod adresem e-mail: questions@vygon.com

Dane techniczne wyszczególnione w niniejszej broszurze mają wyłączny charakter informacyjny i w żadnym razie nie mają charakteru oferty handlowej.

Vygon - 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCJA
Recepcja: +33 (0)1.39.92.63.63 – Obsługa klienta (Francja): +33 (0)1.39.92.63.81
Obsługa klienta (eksport): +33 (0)1.39.92.64.15
Faks: +33 (0)1.39.92.64.44 • www.vygon.com

Wytwórca

