

[www.niuu.com](http://www.niuu.com)

MEDICAL AESTHETICS  
**niuu**



SHAPE CHANGE

 **EuroScaleMed**  
Dermatologia Estetyczna

Wyłączny dystrybutor:  
Euroscalemed Sp. z o.o., [www.euroscalemed.pl](http://www.euroscalemed.pl), [biuro@es-med.pl](mailto:biuro@es-med.pl), tel. 42 612-20-04

MEDICAL AESTHETICS  
**niuu**  
INSPIRED BY **gymna**

 **EuroScaleMed**  
Dermatologia Estetyczna

Witaj w świecie piękna



## Kształtuj zmiany. Powitaj nowe.

W NIUU dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać niezawodny, przyjazny użytkownikowi i wysokiej jakości sprzęt przeznaczony dla medycyny estetycznej. Wybierając NIUU decydujesz się na najnowocześniejsze rozwiązania, dzięki którym zabiegi są skuteczne i bezpieczne, jak nigdy dotąd. Pracujemy, aby odmieniać rzeczywistość. Innymi słowy: kształtujemy zmiany.

## Zmiany kształtują technologię. Technologia zmienia życie.

W NIUU innowacje reprezentują postęp technologiczny, najnowsze osiągnięcia naukowe i łatwość użytkowania. Aby zwiększyć satysfakcję klientów, dostarczamy rozwiązania o najwyższym poziomie skuteczności i bezpieczeństwa. Owocami naszej pracy są inteligentne systemy, które spełniają najwyższe standardy potrzeb pacjentów i oczekiwania specjalistów.





# niuu

ZDALNIE KONTROLOWANA KRIOTERAPIA

## Zabiegi pod pełną kontrolą.

### DZIAŁANIE

Krioterapia jest stosowana od wieków, aby zapewnić równowagę funkcjonowania ciała. Dziś, dzięki NIUU, służy również Twoim pacjentom by zapewnić im niezrównany poziom komfortu. Przewodzenie nerwów, reakcje metaboliczne i enzymatyczne zostają ograniczone, podobnie jak aktywność mięśni. Efekt? Brak bólu, obrzęku i stanu zapalnego dla ciała oraz kojące poczucie bezpieczeństwa dla umysłu pacjenta.

### EFEKTY

- **Redukcja bólu** – bez konieczności stosowania środków przeciwbólowych, efektywniejsza terapia
- **Działanie przeciwzapalne i redukujące obrzęk**
- **Relaksacja mięśni**

Dla komfortu pacjenta  
w trakcie laseroterapii lub iniekcji.



# niuu CT-1000-IR

Skuteczność i wygoda



## INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA

- Przyjazna obsługa, bez konieczności uzupełniania czynnika
- Krótszy czas trwania zabiegu dzięki efektywnej redukcji temperatury
- Dedykowane dysze do danych obszarów zabiegowych
- Ergonomiczne ramię z pełnym zakresem ruchów i możliwością blokady pozycji

## POTĘŻNY STRUMIEŃ POWIETRZA

- **Obniżenie temperatury skóry** do 12°C już w ciągu 1 minuty – NIUU maksymalnie ogranicza ryzyko dyskomfortu pacjenta
- **Skrócony czas trwania zabiegu** dzięki najwyższej skuteczności
- **Efekt kompresji** dzięki zmiennym podmuchom powietrza



## KONTROLA TEMPERATURY

NIUU CT-1000-IR wyposażono w precyzyjny system kontroli i regulacji temperatury, co gwarantuje najlepsze rezultaty i pewność podczas zabiegu.

- Ciągły pomiar temperatury powierzchni skóry za pomocą podczerwieni
- Automatyczna regulacja strumienia, aby zachować jednostajny poziom komfortu
- Maksymalne bezpieczeństwo - koniec z przegrzaniem, odmrożeniami skóry i uszkodzeniami nerwów