

Analizator hematologiczny DxH 900

WIARYGODNE WYNIKI JUŻ PRZY PIERWSZYM POMIARZE

Badanie komórek w stanie natywnym

Przewidywalne koszty oznaczenia (93% wyników nie wymaga weryfikacji*)

Maksymalna efektywność i wydajność



 **BECKMAN
COULTER**

» Move healthcare forward.

Analizator hematologiczny DxH 900 - specyfikacja

Oznaczone parametry	CBC: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV DIFF: NE, LY, MO, EO, BA, NRBC, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, NRBC# Retikulocyty: RET, RET#, MRV, IRF Płyny z jam ciała (mózgowo-rdzeniowy, surowiczy, maziowy): TNC, RBC			
Wydajność	100 oznaczeń/godzinę			
Odczynniki	4 bezpieczne dla środowiska odczynniki nie zawierające metanolu ani glikolu etylenowego			
Objętość próbki	Objętość aspirowana 165 µL			
Zakres pomiarowy	Parametr	Jednostka	Analityczny zakres pomiarowy	
	WBC	x10 ³ komórek/µL	0.050–400.000	
	RBC	x10 ⁶ komórek/µL	0.005–8.500	
	HGB	g/dL	0.10–25.50	
	MCV	fL	50.00–150.00	
	RDW	%	10.00–40.00	
	RDW-SD	fL	15.00–150.00	
	PLT	x10 ³ komórek/µL	3.0–3000.0	
	MPV	fL	5.00–25.00	
Pamięć	100,000 wyników pacjentów wraz z grafiką			
Kontrola jakości	Wykresy Levy-Jenningsa; kontrola jakości XB/XM, automatyczna kontrola codzienna, stałe monitorowanie jakości pracy analizatora, programowalne alerty, eksport danych QC			
Podajnik automatyczny	Pojemność: 20 statywów po 5 probówek Czytnik kodów kreskowych z możliwością odczytu kodów 2D Kodowanie próbki (ID): do 22 znaków			
Niezawodność	Nowoczesny program przeglądów okresowych oparty na wizytach prewencyjnych			
Zdalny monitoring	PROService – system ciągłego, zdalnego monitorowania pracy analizatora przekłada się na wysoką niezawodność poprzez identyfikowanie możliwych usterek zanim one nastąpią			
Waga i wymiary	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Waga
	75.57 cm	174 cm, pokrywa zamknięta; 194 cm, pokrywa otwarta	82.80 cm, wraz z usuwalnym panelem 79.25 cm, bez usuwalnego tylnego panelu	254 kg

Odkryj możliwości analizatora hematologicznego DxH 900 w zakresie dostarczania wysokiej jakości wyników dla lekarzy i pacjentów, przy jednoczesnym wzroście efektywności i wydajności pracy laboratorium. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Beckman Coulter lub odwiedź naszą stronę: www.beckmancoulter.com/DxH900

*Dokumentacja serii DxH dokonana w trybie side-by-side

© 2018 Beckman Coulter, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Beckman Coulter, stylizowane logo oraz znaki towarowe i usług Beckman Coulter wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Beckman Coulter, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące lokalizacji i numerów telefonów oddziałów Beckman Coulter na całym świecie podane zostały na stronie: www.beckmancoulter.com/contact

DxH-900-Analizator-Specifications-Datasheet-DS-73451-EN-GLB-PL

