

Jednorazowe Kurtyny ELERS MEDICAL[®]

Inteligentna czystość

Kurtyny otaczające łóżka pacjentów są stale dotykane i mogą szybko stać się siedliskiem bakterii i innych mikroorganizmów, zagrażając bezpieczeństwu pacjentów. Antybakteryjne Jednorazowe Kurtyny ELERS MEDICAL[®] są chronione za pomocą antybakteryjnej technologii opracowanej w celu zwalczania drobnoustrojów. Udowodniono niezależnie, że kurtyny hamują rozwój patogenów na ich powierzchni. Nasze mikrobiologicznie czyste, ekonomiczne, trudnopalne, zapewniające prywatność i w 100% nadające się do recyklingu kurtyny są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich placówek służby zdrowia. Jednorazowe kurtyny ELERS MEDICAL są dostępne z ochroną przeciwbakteryjną lub bez, w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów.

- ✓ **Bezpieczne.** Bezpieczeństwo dla pacjentów, personelu i gości.
- ✓ **Czyste.**
Niezależnie testowane zgodnie z międzynarodową normą dotyczącą Tekstyliów Przeciwbakteryjnych – ISO 20743. Udowodniona skuteczność przeciwko wielu patogenom, takim jak MRSA, S. aureus, K. pneumoniae i E. coli.
- ✓ **Oplacalne.**
Brak prania lub kosztownych początkowych nakładów kapitałowych. Znaczne oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnymi kurtynami tekstylnymi.
- ✓ **Międzynarodowe Atesty Trudnopalności.**
Testowane zgodnie z normami EN 13773, BS 5867: Część 2 Typ C i NFPA 701. Właściwości ognioodporne pozostają niezmienione przez cały okres użytkowania kurtyny.
- ✓ **Łatwe i szybkie do powieszenia i usunięcia.**
Dostępna gama różnych systemów zawieszzeń, kompatybilnych z najczęściej używanymi systemami prowadnic.
- ✓ **W 100% nadające się do recyklingu**



Nadające się do recyklingu, Jednorazowego Użytku, Antybakteryjne

Opłacalne i bezpieczne. Ochrona to
najlepsza profilaktyka.



Kurtyny ELERS MEDICAL posiadają certyfikat ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Kurtyny produkowane są w 100% z polipropylenu i w pełni nadają się do recyklingu. Kurtyny z polipropylenu nadające się do recyklingu oszczędzają placówkom opieki zdrowotnej zużycia milionów litrów wody, żrących środków chemicznych do prania oraz bezpośrednio zmniejszają zużycie energii. Dzięki recyklingowi jednorazowych kurtyn polipropylenowych zmniejsza się emisja dwutlenku węgla co umożliwia szpitalom i placówkom opieki zdrowotnej ochronę środowiska oraz dbałość o planetę.

Zakres Produktów

Wysokość	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Szerokość	7.5 m	5.55 m	3.75 m	2.55 m	1.95 m
Ilość kurtyn w op.	6	8	12	14	18
Zakres kolorów	Pacific Blue 	Summer Blue 	Light Blue 	Light Green 	Balloon printed 
	Pastel Yellow 	Battleship Grey 	Pink 	Lilac 	
Waga i rozmiar op.	10 kg / 120x16,5x40cm				

*Inne rozmiary i kolory dostępne są na życzenie, ale mogą wymagać min. ilości zamówienia i dłuższych terminów realizacji.

ELERS MEDICAL jest wiodącym dostawcą rozwiązań do kontroli zakażeń, posiadającym certyfikat ISO 13485. Nieustannie pracujemy nad znalezieniem sposobów na ograniczenie zakażeń szpitalnych i poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Bogate portfolio rozwiązań w zakresie profilaktyki zdrowotnej firmy ELERS MEDICAL reprezentuje najwyższy standard jakości i innowacyjności.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2023 ELERS MEDICAL. All rights reserved. 
Zaprojektowany i opracowany przez ELERS MEDICAL w Finlandii..