

CEWNIKI REKTALNE I KANKI DOODBYTNICZE

Rectal catheters and rectal tubes

Ректальные катетеры и ректальные зонды



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika



- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter



- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера

Cewnik rektalny

Rectal catheter

Ректальные катетеры

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH24	8,0 mm	400 mm	632404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	632604000	
CH28	9,3 mm	400 mm	632804000	
CH30	10,0 mm	400 mm	633004000	
CH32	10,7 mm	400 mm	633204000	
CH34	11,3 mm	400 mm	633404000	
CH36	12,0 mm	400 mm	633604000	

Kanka doodbytnicza

Rectal tube

Ректальные зонды

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH16	5,3 mm	200 mm	641602000
CH24	8,0 mm	250 mm	642402500
CH30	10,0 mm	300 mm	643003000
CH30	10,0 mm	400 mm	643004000

