

ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE typu SALEM

Salem Sump tube

Желудочные зонды тип Салем




- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- dwukanałowy - jeden kanał ssący i jeden odpowietrzający
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- konektory kanału ssącego wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- cyfrowa podziałka głębokości
- linia kontrastowa widoczna w promieniach RTG
- w zestawie łącznik



- made of medical grade PVC, hardness ca. 76° ShA
- 2-luminal tube - with suction channel and air-vent channel
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- funnels of suction channel with Luer reduction inserts and plugs
- colour-coded funnel indicating the diameter
- numeric depth marks
- with line perfectly visible under X-rays
- connector included



- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76 ShA
- двухканальный - один просвет отсасывающий и один вентиляционный
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- коннектор отсасывающего просвета снабженный редукционной прокладкой Luer, и заглушками
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера
- цифровые обозначения глубины
- с рентгенконтрастной дентой
- в состав включается



Zgłębnik żołądkowy typu SALEM

Salem Sump tube

Желудочные зонды тип Салем

rozmiar size	średnica diameter	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH14	4,7 mm	1250 mm	671412505	
CH16	5,3 mm	1250 mm	671612505	
CH18	6,0 mm	1250 mm	671812505	
CH20	6,7 mm	1250 mm	672012505	