

CEWNIKI THORAX Z KONTRASTEM RTG

Thorax drainage catheters with X-ray contrast

Катетеры Thorax с рентгенконтрастом




- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- z konektorem lub zakończeniem ułatwiającym aplikację
- z linią doskonale widoczną w promieniach RTG
- z centralnym i 5 bocznymi otworami, proste lub zgięte
- skalowane lub nieskalowane



- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with connector or tip for easy application
- with line perfectly visible under X-rays
- with central opening and 5 lateral eyes, straight or angled
- with scale or without scale



- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- с коннектором или окончанием облегчающим применение
- с рентгенконтрастной лентой
- с центральным и пятью боковыми отверстиями, простые или изогнутые
- с градуировкой или без градуировки



Cewnik Thorax z kontrastem RTG prosty

Thorax drainage catheter with X-ray contrast


Катетеры Thorax с рентгенконтрастом

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	490 mm	651604900	
CH18	6,0 mm	490 mm	651804900	
CH20	6,7 mm	490 mm	652004900	
CH22	7,3 mm	490 mm	652204900	
CH24	8,0 mm	555 mm	652405500	
CH26	8,7 mm	555 mm	652605500	
CH28	9,3 mm	555 mm	652805500	
CH30	10,0 mm	555 mm	653005500	
CH32	10,7 mm	555 mm	653205500	
CH34	11,3 mm	555 mm	653405500	
CH36	12,0 mm	555 mm	653605500	



rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	490 mm	651604901	
CH20	6,7 mm	490 mm	652004901	
CH24	8,0 mm	555 mm	652405501	
CH28	9,3 mm	555 mm	652805501	
CH32	10,7 mm	555 mm	653205501	
CH36	12,0 mm	555 mm	653605501	

Cewnik Thorax z kontrastem RTG zgięty 90°
 Thorax drainage catheter with X-ray contrast angled at 90°
 Катетеры Thorax с рентгенконтрастом изогнутые 90°

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	490 mm	651604902	
CH20	6,7 mm	490 mm	652004902	
CH24	8,0 mm	555 mm	652405502	
CH28	9,3 mm	555 mm	652805502	
CH32	10,7 mm	555 mm	653205502	
CH36	12,0 mm	555 mm	653605502	

