

CEWNIKI THORAX Z KONTRASTEM RTG I TROKAREM

Thorax drainage catheters with X-ray contrast and trocar

Катетеры Thorax с рентгенконтрастом и с троакаром



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- z konektorem
- z linią doskonale widoczną w promieniach RTG
- z centralnym i 3 bocznymi otworami
- skalowane
- z trokarem ze stali nierdzewnej








- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with connector
- with line perfectly visible under X-rays
- with central opening and 3 lateral eyes
- with scale
- with trocar made of stainless steel



- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- с коннектором
- с рентгенконтрастной лентой
- с центральным и пятью боковыми отверстиями
- с градуировкой
- с троакаром из нержавеющей стали



Cewnik Thorax z kontrastem RTG i trokarem
Thorax drainage catheter with X-ray contrast and trocar
Катетеры Thorax с рентгенконтрастом и с троакаром

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	400 mm	651604003	
CH20	6,7 mm	400 mm	652004003	
CH24	8,0 mm	400 mm	652404003	
CH28	9,3 mm	400 mm	652804003	
CH32	10,7 mm	400 mm	653204003	
CH36	12,0 mm	400 mm	653604003	