


CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS

Nasal oxygen catheters and cannulae

Носовые кислородные катетеры

- 
 - wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 i 81° ShA
 - jednorazowego użytku
 - jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
 - w cewnikach podwójnych końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu o twardości ok. 52° ShA, przewód tlenowy nie załamujący się
- 
 - made of medical grade PVC hardness ca. 76 and 81° ShA
 - disposable
 - sterilized in ethylene oxide
 - cannula with nasal insert made of soft plastic hardness ca. 52° ShA, non-kinking oxygen tube
- 
 - изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76 и 81° ShA
 - одноразового использования
 - стерилизованные этиленоксидом
 - в двойных катетерах носовое окончание изготовлено из пластификата твёрдости ок. 52° ShA, негибкая кислородная трубка



Cewnik pojedynczy do podawania tlenu - perforowany

Single lumen oxygen catheter - perforated

Единичные носовые кислородные катетеры - Перфорированный

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH8	2,7 mm	400 mm	700804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	701004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	701204000	

Cewnik pojedynczy do podawania tlenu - z kołnierzem z gąbki

Single lumen oxygen catheter – with foam collar

Единичные носовые кислородные катетеры - С манжетой из губки

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH8	2,7 mm	400 mm	700804003	
CH10	3,3 mm	400 mm	701004003	
CH12	4,0 mm	400 mm	701204003	



Cewnik podwójny do podawania tlenu

Nasal oxygen cannula

Двойные носовые кислородные катетеры

	rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
Standardowy Standard Стандарт	CH16	5,3 mm	1500 mm	701615001
			2100 mm	701621001
			4200 mm	701642001
			5000 mm	701650001
			10 m	701600101
Regulowany Adjustable Регулируемый	CH16	5,3 mm	1500 mm	701615002
			2100 mm	701621002
			4200 mm	701642002

Przedłużacz do tlenu

Extension tube for oxygen

Удлинитель

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH16	5,3 mm	1500 mm	741615002
		2100 mm	741621002
		3000 mm	741630002
		5000 mm	741650002
		10 m	741600102

