

TERMOMETRY



www.ricare.pl

+48 81 884 72 79

+48 535 622 894

TERMOMETRY



Riester ri-thermo® - sensioPRO

Poznaj ri-thermo® sensioPRO – bezkontaktowy termometr na podczerwień, który łączy szybkość działania z minimalizacją ryzyka krzyżowego zakażenia. Dzięki klinicznej precyzji pomiaru temperatury i łatwej obsłudze jednym przyciskiem, jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów.

Pomiar temperatury czoła jest skalibrowany do referencji doustnej, co zapewnia dokładność, na której możesz polegać. Przygotowany z myślą o wymaganiach służby zdrowia, ri-thermo® sensioPRO gwarantuje niezawodne wyniki za każdym razem.

Zgodność z normami: Spełnia standard ISO 80601-2-56:2017, gwarantując najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Błyskawiczna dokładność: Kliniczna precyzja pomiarów osiągnięta w zaledwie 1-2 sekundy.

Efektywność energetyczna: Około 3000 pomiarów na jednym zestawie 2 baterii AA, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Łączność Bluetooth: Dostępny z funkcją Bluetooth, umożliwiającą integrację z monitorem pacjenta Riester RVS-200 oraz innymi urządzeniami przyłóżkowymi.

Precyzyjna kalibracja: Dostępny zestaw do kalibracji zapewnia utrzymanie najwyższej dokładności pomiarów

Certyfikowana jakość: Zatwierdzony przez CE i FDA

SPECYFIKACJA

Zakres pomiaru: Czoło: 22°C - 44°C

Dokładność: Czoło: 35°C - 42°C $\pm 0,2^\circ\text{C}$, < 35°C lub > 42°C $\pm 0,3^\circ\text{C}$

Temperatura pracy: 10°C do 40°C

Rozdzielczość: 0,1°C

Jednostka pomiaru: °C (domyślnie) / °F

Wskaźnik Hi/Lo: 34°C do 43°C

Źródło zasilania: Dwie baterie AA 1,5 V

Żywotność baterii: Około 3000 pomiarów

Pojemność pamięci: Możliwość zapamiętania i przywołania 30 poprzednich pomiarów

Oszczędność energii: Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach

Komunikacja: Bluetooth Smart (model 1840-BT)

Odległość pomiaru: Między 3 - 7 cm

Wymiary / Waga: 150 (dł.) x 48,5 (szer.) x 55 (wys.) mm / 125,8 g

Normy: ASTM E1965-98 i ISO 80601-2-56:2017

Klasyfikacja: Wyrób medyczny



Riester ri-thermo® - tymPRO

Riester ri-thermo® tymPRO+ to klinicznej klasy termometr doustny z wskaźnikiem prowadzącym i zaawansowaną technologią pomiarową. Jednorazowe osłonki na sondę, dostępne w praktycznym pojemniku, zapewniają sprawny przebieg pomiarów, minimalizując ryzyko krzyżowego zakażenia.

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy cenią sobie niezawodność i bezpieczeństwo.

Błyskawiczna dokładność: Kliniczna precyzja pomiarów osiągnięta w zaledwie 1-2 sekundy.

Prawidłowe umiejscowienie sondy: Wskaźnik prowadzący zapewnia precyzyjne umiejscowienie końcówki sondy, gwarantując dokładność pomiaru.

Bezpieczne osłonki: Jednorazowe osłonki na sondę wykonane z lateksu, wolne od BPA, zapewniają higienę i bezpieczeństwo użytkowania.

Zapobieganie zakażeniom krzyżowym: Bezdotykowa obsługa jedną ręką minimalizuje ryzyko zakażeń krzyżowych, zwiększając bezpieczeństwo pacjentów.

Długotrwała wydajność: Umożliwia wykonanie co najmniej 3000 pomiarów na jednym zestawie dwóch baterii AA.

Łączność Bluetooth: Wyposażony w funkcję Bluetooth, umożliwiającą integrację z monitorem pacjenta Riester RVS-200 i innymi urządzeniami przyłóżkowymi.

Precyzyjna kalibracja: Dostępny zestaw do kalibracji zapewnia utrzymanie najwyższej dokładności pomiarów.

Certyfikowana jakość: Zatwierdzony przez CE i FDA

SPECYFIKACJA

Zakres pomiaru: 32,0 °C - 43,0 °C

Dokładność: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ dla zakresu od 35,0 °C do 42,0 °C
 $\pm 0,3^\circ\text{C}$ dla zakresu < 35,0 °C lub > 42,0 °C

Temperatura pracy: 10 °C do 40 °C

Rozdzielczość: 0,1°C

Funkcja wyświetlacza: Wskaźnik Hi/Lo

Wskaźnik Hi/Lo: 34°C do 43°C

Źródło zasilania: Dwie baterie AA 1,5 V

Żywotność baterii: Co najmniej 3000 pomiarów

Pojemność pamięci: 10 pomiarów

Oszczędność energii: Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach

Komunikacja: Bluetooth Smart (model 1835-BT)

Wymiary / Waga: 150 (L) x 42 (W) x 56 (H) mm / 80 g

Klasyfikacja: Wyrób medyczny

TERMOMETRY



RPT-100

RPT-100 to nowoczesny termometr predykcyjny stworzony z myślą o modułowej stacji diagnostycznej ri-former®. Zapewnia błyskawiczne i dokładne pomiary temperatury doustnej, pachowej oraz rektalnej dostosowane do potrzeb profesjonalistów.

“SZYBKI I NIEZAWODNY TERMOMETR PREDYKCYJNY”



Wybór sondy: Dostępny z sondą doustną/pachową (niebieska) lub rektalną (czerwoną), dostosowaną do różnych metod pomiaru.

Zaawansowana technologia: Moduł predykcyjny temperatury wykorzystujący technologię Covidien Filac 3000, zapewnia szybkie i dokładne pomiary.

Szeroki zakres pomiaru: Zakres pomiaru temperatury od 30°C do 43°C, idealny dla różnorodnych potrzeb medycznych.

Tryb „Cold Mode”: Specjalny tryb dla pacjentów hipotermicznych

Intuicyjne użytkowanie: Ikona na podświetlanym ekranie LCD wskazuje właściwą część ciała do pobrania temperatury, ułatwiając precyzyjny pomiar.

Wymienne komory izolacyjne: z dopasowanymi sondami, zapewniające higienę i bezpieczeństwo użytkowania.

Funkcje „Auto-On” i „Auto-Off”: Automatyczne włączanie i wyłączenie urządzenia dla wygody użytkownika.

Pamięć pomiaru: Funkcja przywołania ostatniej zmierzonej temperatury, umożliwiającą szybki dostęp do poprzednich wyników.

Praktyczne przechowywanie: Uchwyt termometru mieści pudełko z 20 jednorazowymi osłonkami na sondę, zapewniając wygodę i higienę.

OFERTA PRODUKTOWA

TERMOMETRY

- > Termometr bezdotykowy ri-thermo sensioPRO
- > Termometr bezdotykowy ri-thermo sensioPRO+ Bluetooth
- > Termometr douszny ri-thermo tymPRO
- > Termometr douszny ri-thermo tymPRO+ Bluetooth
- > Termometr predykcyjny z sondą oralną / pachową RPT-100 do ri-former
- > Termometr predykcyjny z sondą rektalną RPT-100 do ri-former

REF

1840
1840-BT
1835
1835-BT
3658
3658-01

AKCESORIA

- > Osłonki jednorazowe do termometru ri-thermo tymPRO op. 30 wkładów (300 szt.)
- > Osłonki sondy termometru RPT-100 op. 25 wkładów (500 szt.)

REF

12640
12688



RiCare

RiCare sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin
NIP: 7123478642
biuro@ricare.pl
www.ricare.pl

tel.: +48 81 884 72 79
tel. kom: +48 535 622 894