

APARATY EKG 3/6/12-KANAŁOWE

Dzięki intuicyjnej obsłudze i nowoczesnym funkcjom, takim jak automatyczna rejestracja EKG czy możliwość podłączenia do systemów informacji kardiologicznych, aparaty te są cennym narzędziem w placówkach medycznych. Zwiększają wydajność pracy personelu i zapewniają wysoką jakość danych diagnostycznych.

APARAT EKG EM-301

Trzykanałowy elektrokardiograf



- 7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800×480.
- Możliwość jednoczesnego wyświetlania 12 odprowadzeń EKG.
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności.
- Pamięć wewnętrzna na 1000 zapisów EKG.
- Klawiatura alfanumeryczna z klawiszami skrótów.
- Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości.
- Obsługa detekcji stymulatora serca.
- Automatyczna interpretacja i pomiary EKG.

APARAT EKG EM-601

Sześciokanałowy elektrokardiograf



- Podobne funkcje do modelu EM-301, z dodatkowymi opcjami eksportu danych EKG.
- Możliwość importowania danych EKG za pomocą karty SD i dysku U.
- Dostęp do danych poprzez systemy HIS/PACS/EMR na podstawie protokołu FTP/DICOM.
- System zarządzania plikami pacjentów umożliwiający zapytania, usuwanie i edycję danych.

APARAT EKG EM-1201

12-kanalowy elektrokardiograf



- Urządzenie wyposażone jest w duży, składany (w zakresie 0–90°) wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali i rozdzielczości 800×480 pikseli, co umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich 12 odprowadzeń EKG.

- Posiada wbudowaną, ładowalną baterię litową o dużej pojemności, co zapewnia mobilność i wygodę użytkowania bez stałego dostępu do źródła zasilania.
- Aparat obsługuje zarówno papier termiczny w rolkach, jak i papier składany typu Z-fold, co jest wygodne dla różnych preferencji użytkowników.
- Urządzenie oferuje proste i intuicyjne operacje, co jest szczególnie przydatne dla personelu medycznego w szybkim i efektywnym wykonywaniu badań EKG.
- Umożliwia automatyczne pomiary i interpretację wyników EKG, a także wspiera wykrywanie stymulatorów serca.
- Dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania danymi pacjentów, urządzenie pozwala na łatwe przeszukiwanie, usuwanie i edytowanie informacji.
- Elektrokardiograf jest kompatybilny z różnymi formatami eksportu danych, takimi jak PDF, JPG, BMP, co ułatwia integrację z systemami HIS/PACS/EMR.
- W zestawie z aparatem znajduje się pełna alfanumeryczna klawiatura z klawiszami skrótów, co przyspiesza obsługę i zwiększa ergonomię pracy.