

GLUKOMETR

Glukometr Pactor 800 to zaawansowane urządzenie służące do monitorowania poziomu glukozy we krwi, które jest szczególnie przydatne dla osób z zaburzeniami gospodarki cukrowej, takimi jak cukrzyca typu I, II czy cukrzyca ciążowa.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA

- **Przeznaczenie:** Glukometr Pactor 800 jest przeznaczony dla pacjentów z hiperglikemią, nietolerancją glukozy oraz dla osób z wysokim ryzykiem zaburzeń metabolizmu glukozy.

- **Łatwość użycia:** Urządzenie jest małe i poręczne, co ułatwia jego przenoszenie i użytkowanie w różnych warunkach.
- **Szybkość pomiaru:** Glukometr dostarcza wyniki pomiaru w ciągu 8 sekund, co jest wygodne dla użytkowników potrzebujących szybkich informacji o swoim stanie zdrowia.
- **Minimalna próbka krwi:** Wymagana jest tylko 0,6 μ l krwi, co minimalizuje dyskomfort związany z pobieraniem próbki.
- **Zakres pomiaru:** Urządzenie mierzy poziom glukozy w zakresie od 1.1 do 33.3 mmol/L.
- **Pamięć wyników:** Możliwość zapisania do 200 ostatnich wyników pomiarów.
- **Długa żywotność baterii:** Bateria pozwala na wykonanie około 1000 pomiarów.
- **Automatyczne włączanie i wyłączanie:** Glukometr automatycznie się włącza po włożeniu paska testowego i wyłącza po jego wyjęciu.
- **Opcjonalne akcesoria:** Do urządzenia można dokupić długopis do pobierania krwi oraz płyn kontrolny.

SPECYFIKACJA

Próbka testowa: Obwodowa krew pełna Objętość próbki krwi: 0,6 μ l

Zakres wykrywania: 1.1~33.3mmol/L Czas testu: 8 sekund

Przechowywanie wyników: 200 najnowszych wyników Bateria: bateria guzikowa 3V

Żywotność baterii: Około 1000 testów

Akcesoria: długopis do pobierania krwi (opcjonalnie), płyn do kontroli jakości (opcjonalnie)

Temperatura testu: 10°C~35°C

Wilgotność testowa: $\leq$ 85%

Wymiary Pactor 800: 81mm x 72mm x 18,2mm (długość x szerokość x grubość)

Sprzęt dostosowany do GO S1100: Pactor 800

Specyfikacja opakowania pasków testowych: 10/ 25/ 50 w pudełku

Stan przechowywania paska testowego: 10°C-30°C: 18 miesięcy (nieotwarty), 90 dni (otwarty)