


HOLTER EKG DO 72 GODZIN Z ANALIZĄ AI

Zaawansowany holter aktywności serca, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy danych EKG przez okres 24 lub 72 godziny. Dzięki bazie danych zawierającej informacje z ponad 300,000 pacjentów i 50 milionów fragmentów danych uczących, system AI-ECG jest w stanie zidentyfikować do 17 różnych zdarzeń EKG. Umożliwia ciągłe monitorowanie, zapewniając dokładność i niezawodność w codziennym użytkowaniu.



O URZĄDZENIU

- 24/72-godzinne monitorowanie EKG
- Analiza AI-ECG za pośrednictwem komputera i aplikacji
- Ekran dla 17 rodzajów zdarzeń EKG
- Śledzenie EKG w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji
- Lekki i poręczny
- Rejestrowanie nieprawidłowości za pomocą znacznika zdarzeń

Ciągłe monitorowanie EKG: Pozwala na nieprzerwane śledzenie aktywności serca przez 24 lub 72 godziny, co jest znacznie dłużej niż standardowe kilkuminutowe badanie EKG.

Przeglądanie pomiarów EKG w dowolnym momencie: Wbudowany ekran umożliwia użytkownikom na bieżąco sprawdzać pomiary EKG i jakość sygnału.

Analiza AI: Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG, co może pomóc w wykrywaniu arytmii, takich jak trzepotanie przedsionków i migotanie przedsionków (Afib).

Raporty analizowane przez AI: Po przesłaniu danych do oprogramowania na PC lub aplikacji Mac, użytkownicy otrzymują raporty z analizą AI, które mogą pomóc w identyfikacji do 17 różnych zdarzeń EKG.

Łatwość udostępniania raportów: Raporty można zapisywać i przysyłać do specjalistów służby zdrowia, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia stanu zdrowia serca użytkownika.

SPECYFIKACJA

Czas zapisu EKG: do 24 lub 72 godzin

Pojemność baterii (mAh): 240

Pamięć lokalna (EKG): 10 sesji, łącznie 168 godz.

Wbudowany ekran: Tak

Przycisk zasilania: Tak

Znacznik zdarzeń: Tak

Analiza AI za pośrednictwem komputera: Tak

Analiza AI przez aplikację: Tak