


HOLTER EKG ER1-LB

Monitor Holtera EKG dla kardiologów



KLUCZOWE CECHY HOLTERA EKG ER1-LB

- 18 g, ergonomiczna konstrukcja z elastycznego materiału
- Monitorowanie nieprawidłowego rytmu serca
- 3 wersje czasu monitorowania: 24/72/1868 h
- Transmisja danych do profesjonalnego oprogramowania analitycznego AI-ECG Tracker na terminalu PC
- Zalecany dla oddziałów kardiologicznych szpitali
- Wyświetlanie kształtu fali w czasie rzeczywistym na ekranie
- Opcjonalne akcesoria: pasek na klatkę piersiową lub elektrody 3,5 mm