

HOLTER EKG M12

Monitor Holtera M12 to niewielkie, noszone na ciele urządzenie, które monitoruje i rejestruje aktywność serca EKG. Wydłużony okres rejestracji jest przydatny do obserwacji sporadycznych arytmii serca, które byłyby trudne do zidentyfikowania w krótszym okresie czasu.



KLUCZOWE CECHY HOLTERA EKG M12

- Lekka, kompaktowa konstrukcja: mniej niż 50 g
- Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- Wyświetlanie przebiegu w czasie rzeczywistym
- Jednoczesna akwizycja 12 odprowadzeń
- Opcjonalny przewód elektrodowy 3/5/6/10
- Doskonała impedancja wejściowa, redukująca zniekształcenia kształtu fali
- Eksport danych przez USB dla wydajnej analizy
- Wbudowany akumulator, ciągłe monitorowanie do 72 godzin

