

HOLTER EKG H12B-PLUS

Holter H12B-Plus to zaawansowane urządzenie do monitorowania EKG, które umożliwia 24-godzinny zapis elektrokardiogramu w wysokiej jakości. Jest to sprzęt przenośny i lekki, co zapewnia wygodę noszenia przez pacjentów. Posiada wyświetlacz OLED, który ułatwia podgląd EKG bezpośrednio na urządzeniu. Holter H12B-Plus jest ceniony przez lekarzy na całym świecie za swoją niezawodność, efektywność oraz precyzję pomiarów.



KLUCZOWE CECHY HOLTERA EKG H12B-PLUS

- **Wielozadaniowość:** przełączanie między trybem 12-odprowadzeniowym i 3-odprowadzeniowym poprzez zmianę kabla pacjenta.
- **Wyświetlacz OLED:** 1,77-calowy kolorowy wyświetlacz OLED ze standardowym tłem siatki EKG dla łatwego podglądu EKG.
- **Długotrwały dynamiczny zapis EKG:** nagrywanie i przechowywanie ciągłych 24-godzinnych 12-odprowadzeniowych danych EKG.
- **Dokładne wykrywanie rozrusznika serca:** specjalna konstrukcja dwustopniowego obwodu detekcji stymulatora zapewnia dokładną detekcję stymulatora.
Niezależny interfejs danych: niezależny interfejs USB przesyła dane, bez konieczności częstego podłączania i odłączania kabla pacjenta.
- **Trwały kabel pacjenta:** kabel pacjenta z funkcją zapobiegającą odwrotnemu włożeniu wtyczki i upuszczeniu, bezpieczniejszy w noszeniu.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- **Dokładność**
 - Weryfikacja przez bazę danych AHA i bazę danych MIT-BIH.
 - Dokładne dopasowanie szablonu w całym procesie.
 - Wyraźna nakładka kształtu fali Demix.
- **Personalizacja**
 - Spersonalizowany szablon raportu.
 - Spersonalizowane klawisze skrótów.
 - Spersonalizowany szablon wniosków.
- **Wysoka wydajność**
 - Edycja raportu, podgląd, drukowanie i eksportowanie są dostępne w jednym interfejsie

- Wieloekranowe powiązania szablonów, Demix, wykresów rozproszenia i innych funkcji poprawiają wydajność edycji.

- **Inteligencja**

- Inteligentne zapisywanie pasków, automatyczne filtrowanie najszybszego i najwolniejszego tętna.
- Różnorodne inteligentne narzędzia do edycji
- Automatyczne, szybkie i wygodne podsumowanie.

WYKRESY LORENZA

Realizacja odwrotnej edycji wykresów Lorenza, z RR Poincare, RR Difference Poincare, Four-quadrant Poincare, Time-share Poincare.

EDYCJA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW

Pełna automatyzacja migotania i trzepotania przedsionków. Dokładna identyfikacja napadowego migotania przedsionków w odstępach czasu i niezależne wykrywanie trzepotania przedsionków.

ANALIZA ODCINKA ST-T

Jednoczesne wyświetlanie wielu obrazów wyników analizy poprzez skanowanie ST-T w celu szybkiego przeglądania zmian ST-T.

EDYCJA ZDARZENIA

Wizualizowana lista zdarzeń arytmii do szybkiego pozycjonowania ciężkich typów arytmii, obsługuje natychmiastowy wydruk lub eksport raportu.

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIE ANALIZY

Zapewnia wiele narzędzi analitycznych, takich jak HRV Time Domain, HRV Frequency Domain, HRT, DC, TWA, SAP, Lorenz itp.

ROZRUSZNIK SERCA

Automatycznie rozróżnia autonomiczne pobudzenia i sygnały stymulacji oraz automatycznie klasyfikuje i edytuje AAI, VVI, DDD itp.