

## 200 $\mu$ L Tecan Conductive Filter Tips

Con filtro (24x96 )  
Foglio delle specifiche (Codice prodotto # 237492)



## Specifiche prodotto

### Descrizione prodotto

**Puntali 200  $\mu$ L tipo Tecan , conduttivi con filtro**

<b>Codice Prodotto</b>	237492
<b>GTIN</b>	N.A.
<b>GDMN</b>	Pipette/puntali
<b>Volume puntali</b>	200 $\mu$ l
<b>Colore puntali</b>	Nero (conduttivo)
<b>Colore vassoio</b>	blu
<b>Sterile</b>	no
<b>Riutilizzabile</b>	no
<b>Contatto con il paziente</b>	no
<b>Contatto con sangue e plasma</b>	si

### Classificazione


<b>Europa Mercato CE</b>	CE-IVD	<i>Conformemente alla direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro come accessori. Articolo che, pur non essendo un dispositivo medico-diagnostico in vitro, è destinato specificamente da Ritter GmbH ad essere utilizzato insieme ad un dispositivo per consentire l'uso di tale dispositivo in conformità alla sua destinazione.</i>
<b>Purezza</b>		<i>Prodotto in condizioni di camera bianca (ISO 14644-1 classe 8) Privo di RNasi, DNasi, DNA e inibitori della PCR.</i>

### Materiale

<b>Puntale</b>	PP – Polypropylene
<b>Vassoio</b>	PC – Polycarbonate
<b>Filtro</b>	PE – Polyethylene


#### Dimensione puntale

<b>Lunghezza Puntale</b>	58.5 mm
<b>Concentricità</b>	≤ 1.5
<b>Profondità puntale</b>	14.28mm



#### Dimensione vassoio

<b>Lunghezza vassoio</b>	126.9 mm
<b>Profondità vassoio</b>	88.4 mm



#### Imballo

<b>Blister</b>	96 puntali per vassoio, 2 vassoi per blister
<b>Scatola</b>	12 blisters per scatola (2,304 puntali)

Manufactured in Germany by Ritter GmbH -Disposable robotic tips , 200µL ,  
conductive

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

CE 