

WIZLOC

Kołnierz ortopedyczny



WIZLOC

FERNO
When It's Critical®



Pasuje do 90% wszystkich pacjentów, gwarantując całkowitą stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa.

GŁÓWNE CECHY

- Uniwersalna konstrukcja kołnierza ortopedycznego WizLoc pasuje do szerokiego zakresu rozmiarów ciała pacjentów w wieku od 6 lat do osób dorosłych.
- Szybka 3-stopniowa regulacja i szybkie zakładanie z unikalnym samocentrującym wsparciem żuchwy i regulowanym wsparciem części potylicznej z blokadą klamrową z otworem w kształcie ósemki. Wsparcie potylicy jest regulowane w 3 pozycjach szyjnych:
 - **Dziecko/szeroka:** dla dzieci, pacjentów z bardzo krótką, szeroką szyją oraz pacjentów z niskim, wyraźnie zdefiniowanym obszarem potylicy;
 - **Normalna/krótka:** dla większości dorosłych pacjentów;
 - **Długa:** dla pacjentów z długą szyją i dla pacjentów bez zdefiniowanego obszaru potylicznego.
- Dobór rozmiaru na pacjencie zapewniający większą dokładność.
- Wyraziste kolory dla bezpieczeństwa i identyfikacji.
- Mocowanie za pomocą rzepów.
- Zakłócenia w procedurach rentgenowskich lub MRI ograniczone do minimum.
- Możliwość odkażania w celu ponownego użycia do 10 razy.
- Produkt dostępny również w wersji militarnej.

SPECYFIKACJA

Długość maks.	68 cm
Wysokość (przód)	17 cm
Wysokość (tył)	20 cm
Waga	0,140 kg

MODELE

Opis	Kod
449-I Kołnier ortopedyczny WizLoc (3 szt.)	0822074
449-I Kołnier ortopedyczny WizLoc (wersja militarna)	0819759



CE