



MES Sp. z o.o.
Ul. Zawia 56
30-390 Kraków

Tel/fax 12 269 02 09
Tel/fax 12 263 77 67
mes@mes.com.pl
www.mes.com.pl

KARTA KATALOGOWA

USTNIK DLA DOROSŁYCH (10130210)



Parametry:

• Materiał	Polipropylen
• Długość	50 mm
• Średnica zewnętrzna, strona pacjenta	34/45mm
• Krawędź uszczelniająca, strona pacjenta	3 mm
• Średnica wewnętrzna, strona głowicy	29 mm
• Przestrzeń martwa	35 ml
• Sterylizacja/Dezynfekcja	Instrukcja: „Mycie, dezynfekcja, sterylizacja”
• Użycie	Wielorazowe

Przeznaczenie: Lungtest Basic, Lungtest LAB, Lungtest Body, Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Finder; VO2 Max Tracker, , Rhinotest 1000; Rhinotest 500