



MES Sp. z o.o.
Ul. Zawita 56
30-390 Kraków

Tel/fax 12 269 02 09
Tel/fax 12 263 77 67
mes@mes.com.pl
www.mes.com.pl

KARTA KATALOGOWA

GŁOWICA PNEUMOTACHOGRAFICZNA (KOD 10130010)



Parametry:

• Materiał	Polipropylen
• Długość	78 mm
• Średnica wewnętrzna	26 mm
• Średnica zewnętrzna	28,9 mm
• Przestrzeń martwa	38 ml
• Rezystancja dla przepływu 14ml/s	< 0,9 cmH ₂ O/l/s
• Rozdzielczość pomiaru przepływu	2,4 ml/s
• Sterylizacja/Dezynfekcja	Instrukcja: „Mycie, dezynfekcja, sterylizacja”
• Użycie	Wielorazowe

Przeznaczenie: Lungtest Basic, Lungtest LAB, Lungtest LAB Body, Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Finder; VO2 Max Tracker, , Rhinotest 1000; Rhinotest 500