



MES Sp. z o.o.
ul. Zawila 56
30-390 Kraków

tel/fax 12 269 02 09
tel/fax 12 263 77 67
mes@mes.com.pl
www.mes.com.pl

KARTA KATALOGOWA

FILTR ANTYBAKTERYJNY/ANTYWIRUSOWY Z USTNIKIEM (KOD 10130120)



Parametry:

- | | |
|--|---|
| • Producent | Medical Filtration Solutions Ltd. |
| • Model | M02.1.037 |
| • Materiał obudowy filtra | Polipropylen |
| • Materiał filtrujący | Elektrostatyczne włókno syntetyczne |
| • Efektywna powierzchnia filtrowania | 60cm ² |
| • Opór dla przepływu @ 12 L/sec | <98 Pa/l/sec |
| • Opór dla przepływu @ 30 L/min | < 0.3 cm H ₂ O (zgodnie z with EN ISO 9360-1) |
| • Opór dla przepływu @ 60 L/min | < 0.6 cm H ₂ O (zgodnie z with EN ISO 9360-1) |
| • Opór dla przepływu @ 90 L/min | < 1,0 cm H ₂ O (zgodnie z with EN ISO 9360-1) |
| • Skuteczność filtrowania | BFE 99.9999% dla cząsteczek aż do 0.027 μm
VFE 99.9998% dla cząsteczek aż do 0.027 μm |
| • Użycie | Jednorazowe |
| • Długość | 87,24mm |
| • Średnica zewnętrzna, strona pacjenta | 21/31 |
| • Średnica wewnętrzna, strona głowicy | 29 mm |
| • Średnica filtra | 97 mm |
| • Efektywna przestrzeń martwa | 71 ml |
| • Zastosowane standardy | ISO 14971:2019, ISO 15223-1:2016,
ISO 10993-1: 2009, BS EN ISO 13485: 2016,
Medical Device Directive 93/42/EEC Regulation (EU) 2017/745 |
| • Klasyfikacja | Wyrób medyczny Klasy I jednorazowego użytku
Annex IX 93/42 / EEC Annex VIII MDR 2017/745
Part II of Schedule 2A of the UK Medical Device Regulations 2002 |
| • Temperatura przechowywania | od 5°C do 40°C |
| • Data ważności | 5 lat od daty produkcji |

Przeznaczenie: Lungtest Basic, Lungtest LAB, Lungtest LAB Body, Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Tracker, VO2 Max Finder