



MES Sp. z o.o.
Ul. Zawita 56
30-390 Kraków

Tel/fax 12 269 02 09
Tel/fax 12 263 77 67
mes@mes.com.pl
www.mes.com.pl

KARTA KATALOGOWA

ZAMYKACZ RRS (KOD 10130090)



Parametry:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Materiał | Polipropylen |
| • Długość | 86 mm |
| • Średnica zewnętrzna, strona ustnika | 28,9 mm |
| • Średnica wewnętrzna, strona głowicy | 28,9 mm |
| • Sterylizacja/Dezynfekcja | Instrukcja: „Mycie, dezynfekcja, sterylizacja” |
| • Użycie | Wielorazowe |

Przeznaczenie: Lungtest LAB, Lungtest LAB Body, Lungtest Basic, Lungtest 1000, Lungtest 500(wyposażone w moduł RRS)