

1. Chłodziarka laboratoryjna PRE 380

Producent: ARCTIKO (Dania)

Zakres temperatur: +2°C / +8°C

Pojemność: 395 l netto, 400 l brutto


Wymiary zew.: 608 x 698 x 1840 mm
(SxGxW)

Wykorzystanie: przechowywanie leków
i szczepionek

- obudowa ze stali malowanej na biało
- wnętrze ze aluminium malowanego
- zakres temp.: +2°C / +8°C przy max. temperaturze otoczenia: +32° C
- odczyt i regulacja temp.: co 0,1° C
- drzwi przeszkłone (szyba zespolona)
- ergonomiczny uchwyt ukryty w ramie drzwi
- system samodomykania
- zewnętrzny wyświetlacz LED
- sterownik zapisuje temperaturę minimalną i maksymalną (od ostatniego resetu)
- wymiary wewnętrzne: 500 x 540 x 1550 mm (SxGxW)
- 1 sprężarka
- 7 regulowanych półek drucianych, plastikowanych
- obieg powietrza wymuszony 2 wentylatorami
- oświetlenie LED z dedykowanym włącznikiem
- alarm wizualny/akustyczny
- ustawianie alarmu wysokiej/niskiej temperatury
- alarm otwartych drzwi
- alarm awarii sondy
- alarm rozładowanej baterii
- styk bezpotencjałowy dla alarmu GSM
- elektroniczny data logger
- port USB do zgrywania danych
- automatyczne odszranianie
- dodatkowy termostat antyzamrozeniowy



- port dostępowy Ø 20 mm (np. dla zewn. czujnika temperatury)
- zamek drzwi na klucz (2 komplety kluczy)
- 4 kółka, w tym 2 z hamulcem
- 4 nóżki
- możliwość przełożenia drzwi
- maksymalne obciążenie półki: 26 kg
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 230 V/ 50-60 Hz
- zużycie dobowe energii: 3,0 kWh/24h
- izolacja: 50 mm
- waga: 82 kg



The digital controller features visual and acoustic alarms, high/low-temperature alarms, open-door alarms and a data logger.



The shelves are easily adjustable to offer the best flexibility for your storage needs.



All models in our Flexaline range feature durable, cost saving LED lighting for better overview of your samples.

