


Fotele ginekologiczne FRANCY NEW



Odkryj fotel Francy NEW – elegancki, komfortowy i funkcjonalny. Dostępny w szerokiej gamie kolorów, dopasujesz go do każdego wnętrza. Wyposażony w ciche, płynne mechanizmy regulacji, z czterema niezależnymi silnikami (podnoszenie, oparcie, Trendelenburg, podnózek i podłokietniki), zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo. Solidna rama z wysokiej jakości, antybakteryjnej stali pokrytej proszkowo w jasnoszarym kolorze, oraz tapicerka Sky – antybakteryjna, ognioodporna, odporna na ścieranie i łatwa w dezynfekcji – gwarantują trwałość i higienę. Cztery kółka z blokadą na pedał ułatwiają przemieszczanie. Minimalna wysokość siedziska zapewnia wygodę bez konieczności używania stołka. Max. obciążenie do 230 kg czyni fotel niezwykle trwałym. W standardzie: stalowa miska na płyny z podpórką, boczne poręcze na akcesoria. Postaw na nowoczesność, bezpieczeństwo i komfort!

Parametry techniczne:

- 4 Silniki
- Kąt Trendelenburga 19°
- Kąt Anty-Trendelenburga 5°
- Maksymalne obciążenie 230 kg
- Waga 135 kg
- Regulacja wysokości 510-960 mm
- Miska ze stali nierdzewnej do zbierania płynów: wyposażona w podpórę z przegubowym ramieniem.
- Uchwyty na akcesoria przy siedzisku
- Stojak na kroplówkę z 2 haczykami
- Uchwyt na rolkę papieru
- Wyjmowany podnózek umożliwia przekształcenie fotela do pozycji poziomej
- Wielofunkcyjny pilot z możliwością zapisu 2 pozycji, 2 wcześniej ustawione (CPR i początkowa)
- Bezprzewodowy przełącznik nożny
- Niezależne zasilanie bateryjne (opcja)
- Uchwyt kolposkopu / kamery / monitora (opcja)



A.	1870 mm
B.	700 mm
C.	1800 mm
D.	21° mm
E.	1300 ÷ 1685 mm
F.	118° ÷ 180°
G.	510 ÷ 960 mm
H.	1420 mm



Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

www.videomed.eu info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875