

Kamera endoskopowa FHD ze źródłem światła

E22B z ekranem dotykowym 7"



Kamera endoskopowa Full HD 1080P ze źródłem światła medycznego LED. Rozdzielczość kamery 1080P (1920 x 1080) zapewnia wyraźny, ostry i jasny obraz oraz silną redukcję szumów. Źródło światła LED o mocy 100W bardzo dobrze oświetla pole operacyjne.

Zestaw zalecany do użytku ze wszystkimi sztywnymi endoskopami, m.in do laryngologii, histeroskopii i cystoskopii.


Urządzenie posiada wyjście HDMI, dzięki czemu obraz można oglądać na zewnętrznym monitorze.

Parametry techniczne:

- Matryca SONY CMOS 1/2 "
- Rozdzielczość 1920x1080p
- Nagrywanie Video / zdjęcia
- Źródła światła 100W
- Żywotność żarówki: 50000 godzin
- Temperatura barwowa: 5000-7000K
- Wyjście sygnału: HD-SDI, HDMI, USB, DVL, CVBS

Zalety:

- 7" ekran dotykowy umożliwia zmianę ustawień bezpośrednio na ekranie
- W pełni inteligentny automatyczny balans bieli za pomocą jednego kliknięcia
- Wodoodporna głowica kamery IPX8: zapobiega przedostawaniu się wody do głowicy kamery podczas operacji
- Standardowy interfejs optyczny typu C, w pełni uszczelniona konstrukcja, z wodoodpornością IPX8
- Możliwość nagrywania filmów i zapisywania zdjęć na nośniku USB



Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

www.videomed.eu info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875