

# SUFsg 5001

Laboratoryjna zamrażarka  
niskotemperaturowa  
MediLine

Smart  
Monitoring



|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pojemność brutto/netto łącznie               | 491/477 l                                            |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)              | 920/1082/1966                                        |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)              | 606/605/1300                                         |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni              | 2884 kWh                                             |
| Temperatura otoczenia                        | +16 °C do +32 °C                                     |
| Oddawanie ciepła                             | 1188 kJ/h                                            |
| Układ oddawania ciepła                       | Chłodzenie powietrzem                                |
| Technologia chłodzenia                       | Chłodzenie kaskadowe                                 |
| Czynnik chłodniczy                           | R 290 / R 170                                        |
| Poziom głośności w dB                        | 47 dB(A)                                             |
| Częstotliwość / napięcie                     | 50 Hz / 230 V~                                       |
| Zakres temperatury                           | -40 °C do -86 °C                                     |
| Materiał obudowy / kolor                     | stal / biały                                         |
| Materiał drzwi / pokrywy                     | Stal                                                 |
| Materiał wnętrza                             | stal szlachetna                                      |
| Sterowanie                                   | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami           |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii       | optyczny i dźwiękowy                                 |
| Alarm braku zasilania                        | bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.         |
| Złącze beznapięciowe                         | tak                                                  |
| Rodzaj podłączenia do sieci                  | SmartCoolingHub                                      |
| Sposób łączenia z siecią                     | Możliwość doposażenia                                |
| Interfejs                                    | LAN (Ethernet)                                       |
| Rejestrator                                  | Zintegrowany, złącze USB                             |
| System chłodzenia                            | statyczne                                            |
| Schładzanie przy +22 °C do -80 °C            | 360                                                  |
| Podgrzewanie przy -80 °C do -60 °C / do 0 °C | 230 / 2160                                           |
| Liczba / Maks. liczba półek w komorze        | 4 / 13                                               |
| Materiał półek                               | Edelstahl                                            |
| Maksymalne obciążenie półek                  | 50 kg                                                |
| Maksymalny załadunek łącznie                 | 200 kg                                               |
| Liczba stelaży w każdej sekcji wsuwanej      | 4                                                    |
| Maks. liczba kriopudełek 50 mm / 75 mm       | 352 / 224                                            |
| Rolki                                        | rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu |
| Przepust czujnika                            | 2 x Ø 28 mm                                          |
| Rodzaj zamka                                 | mechaniczny                                          |
| Kierunek otwierania drzwi                    | Prawo zestaw                                         |
| Waga brutto / netto                          | 308/254 kg                                           |
| Kod EAN                                      | 9005382236550                                        |