

ORIONMED

Wanna do relaksacyjno-leczniczego masażu całego ciała

wysokiej klasy armatura

GROHE

 ENJOY WATER



masaż wirowy
 masaż podwodny
 kąpiel perełkowa

anatomicznie wyprofilowana
 niecka wanny

elektroniczny panel
 z ekranem dotykowym

przeznaczona dla:

- zakładów przyrodoleczniczych
- oddziałów hydroterapii
- salonów odnowy biologicznej
- rehabilitacji domowej



ORIONMED

Wanna umożliwia wykonanie 3 różnych zabiegów z zakresu hydroterapii:

- masażu wirowego za pomocą systemu 36 dysz wodnych, podzielonych na 3 strefy:
I strefa - stopy, łydki
II strefa - uda
III strefa - plecy
- masażu podwodnego za pomocą bicia wodnego z płynną regulacją ciśnienia wody (opcja)
- kąpiele perełkowej opartej na systemie otworów w dnie wanny, poprzez które wdmuchiwane jest powietrze

Cechy charakterystyczne:

- ekonomiczne zużycie wody - min. 160l, max. 280l
- 36 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy (10 + 10 + 16 dysz)
- 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- ozonator
- niezależna pompa powietrza
- automatyczne napełnianie
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- system dezynfekcji i odkamieniania
- system usuwania wody z całej instalacji wanny
- nowoczesny kolorowy dotykowy panel sterowania
- 2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu)
- automatyczne utrzymywanie temperatury (grzałka)
- prysznic ciepły i zimny
- zagłówek
- stopnie do wanny

Kolor niecki:

- biały
- zielony Calypso

Opcje dodatkowe:

- **HOSE:** bicz wodny do masażu manualnego podwodnego
- **CHROMO 2R:** chromoterapia: 2 reflektory
- **CHROMO 4R:** chromoterapia: 4 reflektory
- **CHROMO 12:** chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24:** chromoterapia: 24 pojedyncze źródła światła
- **CHROMO 36:** chromoterapia: 36 pojedynczych źródeł światła
- **AUDIO:** sterowanie zewnętrzne - możliwość podłączenia wieży, mp3 itp. Złącze MiniJack, łącze Bluetooth
- **AROMA:** zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu
- pomocą przycisku



DANE TECHNICZNE

Pojemność zabiegowa [l]:	160
Pojemność do przelewu [l]:	280
Czas napełniania / spustu [min]:	ok. 4
Pobór mocy [kW]:	max. 5,7
Ciśnienie bicia [bar]:	0 - 4
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:	2140 x 850 x 950
Masa [kg]:	180
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B

