

FUJINON
FUJIFILM

Video-Prozessor EPX-2500

>> VISIONARY ENDOSCOPY



NEU Der Video-Prozessor EPX-2500.
Der neue High-Definition-Standard in der Endoskopie.

Mit dem neuen EPX-2500 stellt Fujinon einen neuen Standard in High-Definition-Qualität vor – und damit die ideale Lösung für alle Praxen und Kliniken. Hier überzeugt der Prozessor mit einer komfortablen Bedienung und hochauflösenden, optimal ausgereicherten Bildern. Der digitale Videoausgang (DVI) des EPX-2500 liefert Bilder in High Definition und ohne Qualitätsverlust. Geschieden scharf, klar und in natürlichen Farben. Darüber hinaus ist der Prozessor mit einer Reihe an Funktionen

ausgestattet, die die Untersuchung sicher und aussagekräftig gestalten. Ein weiteres Highlight ist seine Kompatibilität: Zwei Ports erlauben sowohl den Anschluss der 200er als auch der 330er Endoskope von Fujinon. Dadurch können bestehende Routinemodelle weiterhin verwendet bzw. die Geräte der neuesten Endoskop-Generation eingesetzt werden. Alles in allem ist der neue EPX-2500 die erste Wahl für die ökonomische High-Definition-Endoskopie. Fujinon. Mehr sehen. Mehr wissen.