


Hill-Rom®

Wózek transportowo-zabiegowy Procedural Stretcher



W skrócie

Zalety nowego pourazowego wózka firmy Hill-Rom:

- **Dopuszczalne obciążenie – 317,5 kg**
- **Wbudowana waga** wyświetlająca wynik jednocześnie w kilogramach i funtach
- **Niska pozycja wejściowa (52,6 cm)** ułatwiająca wchodzenie i schodzenie z wózka
- **System BackSaver™ Fowler** – ułatwiający regulację kąta nachylenia segmentu oparcia
- **Opcja Auto Contour™** – zapobiegająca zsuwaniu się pacjentów w dół materaca
- **Aktywny hamulec ręczny** – pierwszy na świecie hamulec ręczny zamontowany w wózku typu Stretcher, aby ułatwić jazdę po pochyłościach oraz na zakrętach bez konieczności balansowania ciężarem ciała dla wyhamowania oraz dla bezpiecznego i łatwego zatrzymywania wózka
- **Zintegrowany uchwyt na statyw infuzyjny na podstawie jezdnej** z łatwością pomaga manewrować wózkiem oraz mobilnym statywem infuzyjnym,
- **Nowej generacji system Steering Plus™** pomocny w kontroli toru jazdy i pokonywaniu zakrętów
- **Podwójny system blokowania wszystkich 4 kół** bardzo dobrze stabilizujący platformę transportowo-zabiegową
- **Zmywalny wysokociśnieniowo**

Nowy transportowo-zabiegowy wózek firmy Hill-Rom

Niezwykle wytrzymały wózek zabiegowy firmy Hill-Rom stanowi idealny wybór dla oddziałów ratunkowych, operacyjnych i pooperacyjnych a także ambulatoriów. Oprócz wysokiej trwałości charakteryzuje się on nadzwyczajną mobilnością, cechuje się wysoką jakością i zapewnia pacjentowi maksymalną wygodę.

Mobilność. Trudności w sterowaniu i zatrzymywaniu? Opcjonalny aktywny hamulec ręczny zmniejsza wysiłek podczas zjeżdżania z ramp i przy konieczności nagłego zatrzymania. Zintegrowany wieszak na płyny infuzyjne znacznie ułatwia manewrowanie wózkiem wraz z pacjentem podłączonym do kroplówki. Nowa generacja systemu Steering Plus™ pozwala na łatwe skręcanie i kontrolowanie toru jazdy.

Komfort. Zmniejszenie ryzyka związanego z przenoszeniem pacjenta i zapewnienie mu komfortu podczas przemieszczania. System BackSaver™ Fowler zapewnia łatwiejszą regulację nachylenia segmentu oparcia. W połączeniu z opcją Auto Contour™ pozwala ograniczyć do minimum konieczność repozycjonowania pacjenta.

Jakość. Wzmocniona rama wykonana jest z wytrzymałej odmiany stali wykorzystywanej w przemyśle motoryzacyjnym i zapewnia wysoką jakość – dopuszczalne obciążenie 317 kg umożliwia zastosowanie wózka u chorych o większej wadze ciała. Niklowane ręczki, wieszaki, poręcze i inne części zwiększają odporność na korozję i niekorzystne warunki środowiska.

Hill-Rom®



Cechy	Wypożyczenie standardowe	Wypożyczenie dodatkowe
Dopuszczalne obciążenie – 317,5 kg	•	
Zintegrowana waga		•
BackSaver Fowler™		•
Opcja Auto Contour™ (+BackSaver Fowler™)		•
Aktywny hamulec ręczny		•
Zintegrowany wieszak infuzyjny		•
Pedały hamowania/sterowania – głowa i nogi	•	
Pedały hamowania/sterowania – wszystkie 4 strony		•
System nowej generacji Steering Plus™	•	
Ergonomiczne ręczki do transportu		•
Stały statyw infuzyjny – 3-częściowy		•
Szerokość – 66 cm	•	
Szerokość – 76,2 cm		•
Ręczna regulacja nachylenia segmentu udowego		•
Hydrauliczne pedały regulacji wysokości (w nogach)		•
Barierki boczne	Składane	
Łóżko przezerne dla promieniowania RTG		•
Materac z pianki wysokiej gęstości, niepalny 7,62 cm	•	
Materac z pianki wysokiej gęstości, niepalny 10,2 cm		•
Materac Comfortline® z pianki zmiennej gęstości, niepalny 12,7 cm		•
Kolory zderzaków – neutralny, niebieski, czerwony, turkusowy i purpurowy	Wybór	

Akcesoria

- Poduszka pod głowę do wózka
- Wieszak infuzyjny
- Taca dla pacjenta
- Taca na narzędzia
- Uchwyt na butlę z tlenem
- Uchwyt na butlę z ciekłym tlenem
- Wieszak infuzyjny z możliwością zainstalowania pompy infuzyjnej
- Osłony barierki bocznych
- Podłokietnik
- Zdejmowany dolny szczyt łóżka
- Boczny uchwyt na kasetę RTG
- Uchwyt na kartę pacjenta
- Wielofunkcyjny dolny szczyt łóżka
- Dodatkowy wieszak infuzyjny
- Strzemiona
- Pasy bezpieczeństwa
- Przedłużenie leża
- Podajnik papieru

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie: 317,5 kg

Najniższa pozycja – od podłogi do górnej powierzchni materaca: 52,6 cm
..... z wagą 52,1 cm

Najwyższa pozycja – od podłogi do górnej powierzchni materaca: 87 cm
..... z wagą 86,4 cm

Długość całkowita: 210,8 cm

Szerokość całkowita (barierki podniesione): 81,3 cm
..... lub 91,4 cm

Szerokość całkowita (barierki złożone): 67,3 cm lub 76,8 cm

Długość barierki: 119,4 cm

Wysokość poręczy powyżej powierzchni materaca: 35,6 cm

Rozmiar materaca: 66 cm x 190,5 cm
..... lub 76,2 cm x 190,5 cm

Maksymalne uniesienia wezgłowia: 90°

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga: 18°

Prześwit od podłogi: 8,9 cm

Rozmiar kółek: 20,3 cm



Opcja Auto Contour™ wraz z systemem BackSaver Fowler™



Wbudowana waga



Uchwyt transportujący do mobilnego statywu infuzyjnego



Aktywny hamulec ręczny

Hill-Rom zastrzega sobie prawo do zmian wyglądu, specyfikacji i modelu bez uprzedzenia. Gwarancja Hill-Roma jest pisemną gwarancją obejmującą produkty przeznaczone do sprzedaży i wynajmu. © 2007 Hill-Rom Services, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.