

Monitor płodu



**Ekonomiczny kardiotokograf
do monitorowania ciąży pojedynczej**

FC700

- * Czynność pracy serca płodu (FHR), skurcze macicy (UC) i ruchy płodu (FM)
- * Automatyczna detekcja ruchów płodu
- * Wyświetlacz LED danych FHR i UC
- * Czytelny raport w formacie A4
- * Możliwość używania papieru do faxu
- * Alarm nieprawidłowego FHR

- Wysoka czułość (1 MHz)
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania dzięki złączu RS-232C
- Bezprzewodowy Centralny System Nadzoru Położniczego do 8 stanowisk (opcjonalnie)



Bionet

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charakterystyka ogólna

Wymiary	296 (szer.) x 305,5 (dł.) x 92,5 (wys.) mm	Waga: ok. 2,9 kg
Wyświetlacz	7-segmentowy LED 2 kanały (częstotliwość pracy serca płodu, skurcze macicy)	
Drukarka	Druk termalny Prędkość wydruku: 1, 2, 3 cm/min Funkcja podawania papieru	

Zasilanie

Zasilacz	Wejście ładowarki: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1.2 A Wyjście ładowarki: 18 VDC, 2.5 A
Port zewnętrzny	Złącze RS-232C: uaktualnianie oprogramowania, podłączenie Centralnego Systemu Nadzoru (opcja)

Otoczenie

Zakres temperatur	Temperatura pracy: 10° do 40°C Temperatura przechowywania: -10° do 60°C
-------------------	--

Parametry pomiarowe

Pomiar pracy serca płodu (FHR)	Sygnał wejściowy: ultradźwiękowy impulsowy sygnał Dopplera Częstotliwość ultradźwięku: 1,0 MHz Moc ultradźwięku: < 10 mW/cm ² Metoda detekcji FHR: automatyczna korelacja Zakres pomiaru: 50-240 uderzeń na minutę (bpm) Dokładność pomiaru: - 120-160 bpm: ±1 bpm - poza 120-160 bpm: ± 2 bpm
Pomiar skurczów macicy	Źródło wejściowe: zewnętrzny przetwornik z receptorem ciśnieniowym Referencyjne (zerowe) sterowanie: przy pomocy jednego przycisku Zakres pomiaru: 0-99 jednostek
Pomiar ruchów płodu	Źródło detekcji: ultradźwiękowy impulsowy sygnał Dopplera

Wypożyczenie

Standardowe	Ultradźwiękowa sonda Dopplera - 1 szt. Sonda TOCO – 1 szt. Znacznik ruchów płodu – 1 szt. Rolka papieru – 2 szt. Zasilacz + kabel – 1 szt. Żel do ultrasonografii – 1 szt. Pasy elastyczne – 2 szt. Instrukcja obsługi – 1 szt.
-------------	--

* opis techniczny może ulec zmianie bez ostrzeżenia



Main office : Bionet Co.,Ltd.
Tel : +82-2-6300-6418(Int'l)
e-mail : sales@ebionet.com(Int'l)

North America : Bionet America, Inc.
Tel : +1-714-734-1760

Europe : MGB Endoskopische Ger-te GmbH Berlin
Tel : +49-30-6392-7010

China : Bionet China
Tel : +86-10-58220564

www.ebionet.com
+82-2-6300-6477(Domestic)
yunms@ebionet.com(Domestic)

www.bionetus.com
e-mail : sales@bionetus.com

www.mgb-berlin.de
e-mail : info@mgb-berlin.de

e-mail : sales-china@ebionet.com