



RadiForce® GS220

54 cm (21,3") Monochromatyczny monitor LCD



Optymalny obraz, Ten sam obraz





2MP RadiForce®

RadiForce® GS220

54 cm (21,3") Monochromatyczny monitor LCD

Dzięki konsenkwencji w dążeniu do oferowania najwyższej jakości produktów oraz obniżaniu długoterminowych kosztów inwestycji, model RadiForce GS220 objęty został pięcioletnią gwarancją.

5 Year Warranty

- 13-bitowa tabela udostępniająca paletę 8161 odcieni szarości, z których 1024 (10-bit) może być wyświetlanych jednocześnie
- Funkcja Digital Uniformity Equalizer (DUE) zapewnia idealnie równomierne podświetlenie i odcień na całej powierzchni matrycy
- Funkcja zmiany trybu pracy za pomocą jednego przycisku na przedniej ścianie monitora, umożliwiającą przestawienie monitora w tryb odpowiedni dla wyświetlania obrazów przykładowo z badań CR lub CT
- Funkcja Independent Image Setting pozwala na określenie, która część obrazu ma być wyświetlana z oddzielnie dobranymi dla danego typu badania ustawieniami skali szarości oraz poziomu jasności.
- Pełna kompatybilność z kalibratorem „Clip-On Swing Sensor G1” oraz oprogramowaniem EIZO RadiCS oraz RadiNET Pro.
- Funkcja Backlight Saver* automatycznie wyłącza podświetlenie monitora, kiedy ten wchodzi w stan spoczynku, dzięki czemu zmniejszony został pobór energii oraz spowolniony proces zużycia świetlówek (* wymagane oprogramowanie ScreenManager Pro for Medical).

Kolor obudowy	czarny	Wymagania energetyczne	AC 100 - 120V, 200 - 240V; 50/60 Hz
Panel	Monochromatyczny panel LCD o przekątnej 21,3" (54 cm). Matryca IPS	Zużycie energii	100 W
Całkowita powierzchnia obrazu	324,0 x 432,9 mm	Tryb oszczędności energii	mniej niż 3 W
Widoczna powierzchnia ekranu	przekątna: 541 mm	Sensor optyczny	sprawdzający jasność podświetlenia
Rozdzielczość naturalna	1200 x 1600	Standard zarządzania energią	DVI DMPM
Wielkość piksela	0,270 x 0,270 mm	Języki menu OSD	angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny
Skala szarości	1024 odcienie z palety 8161	Regulacja wysokości	82 mm
Kąty widzenia (H, V)	170° / 170°	Tryb portretowy	90°
Jasność	1000 cd/m² (typowo)	Pochylenie	40° w górę
Zalecana jasność do kalibracji	500 cd/m²	Obrót	35° w prawo, 35° w lewo
Kontrast	850:1	Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	z podstawą: 376 x 522,5 - 604,5 x 208,5 mm bez podstawy: 376 x 500 x 92 mm
Czas reakcji	23 ms (typowo)	Waga	z podstawą: 9,9 kg bez podstawy: 6,9 kg
Częstotliwość odświeżania (H, V)	31 - 100 kHz, 48 - 71,5 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz). Synchronizacja ramki: 59 - 61 Hz	Rozstaw otworów montażowych	zgodnie ze standardem VESA (100 x 100)
Taktowanie piksela	165 MHz	Certyfikaty i standardy	CE (Medical Device Directive), TÜV/GM (EN60601-1), cTÜVus (UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1), CB (IEC60601-1), VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, c-Tick, FDA 510(k)
Sygnał wejściowy	DVI Standard 1.0		
Złącza sygnałowe	DVI-D 24 pin		
Porty USB	1 upstream, 2 downstream		
Standard złącz USB	Standard Rev. 2.0	Dostarczane akcesoria	kable: zasilający, sygnałowy (DVI-D ~ DVI-D), USB; EIZO LCD Utility Disk (oprogramowanie ScreenManager Pro for Medical); karta gwarancyjna
Plug & Play	VESA DDC 2B		