



pyramed

KARDIOMONITORY MODUŁOWE



AnyView A8

- przekątna ekranu 17"
- monitorowane parametry: EKG (3, 5, 12 odprowadzeń), SpO2, NIBP, 2xIBP, 2xTEMP, RESP, EtCO2, ICG, AG
- główny moduł pomiarowy z 3,5" kolorowym monitorem
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- chłodzenie konwekcyjne
- automatyczne przenoszenie danych pacjenta do innego kardiomonitora
- zapis danych pacjenta na karcie SD
- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- obsługa poprzez przyciski szybkiego dostępu i pokrętkę nawigacyjną oraz menu dotykowe



AnyView A6

- przekątna ekranu 14,1"
- monitorowane parametry: EKG (3, 5, 12 odprowadzeń), SpO2, NIBP, 2xIBP, 2xTEMP, RESP, EtCO2, ICG, AG
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- chłodzenie konwekcyjne
- automatyczne przenoszenie danych pacjenta do innego kardiomonitora
- zapis danych pacjenta na karcie SD
- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- obsługa poprzez przyciski szybkiego dostępu i pokrętkę nawigacyjną oraz ekran dotykowy

